

Mirage Quattro™

MASQUE FACIAL

Guide de mise en place



- Tournez la molette de réglage MicroFit jusqu'à la position 24, dans laquelle le support frontal est étiré au maximum.



- Détachez un des clips du harnais, mettez le masque sur le visage et passez le harnais par-dessus la tête.



- Ramenez les sangles inférieures sous les oreilles.
- Fermez le clip inférieur du harnais en vous assurant qu'il se verrouille bien en position.



- Détachez les bandes Velcro™ et tirez uniformément sur les sangles supérieures du harnais jusqu'à ce que le masque soit confortable.
- Ne serrez pas trop les sangles.



- Détachez les bandes Velcro et tirez uniformément sur les sangles inférieures du harnais jusqu'à ce que le masque soit confortable.
- Ne serrez pas trop les sangles.



- Raccordez le circuit respiratoire principal à la pièce pivotante.
- Mettez l'appareil sous tension.
- Tournez la molette MicroFit jusqu'à ce que le masque soit uniformément en place sur le visage et confortable.
- En cas de fuites d'air, réajustez le harnais.

⚠ Pour de plus amples informations, veuillez vous référer au *Guide utilisateur du masque facial Mirage Quattro*.

ResMed Corp Poway, CA, USA +1 858 746 2400 ou 1 800 424 0737 (numéro d'appel gratuit), ResMed Ltd Bella Vista, NSW, Australia, +61 (2) 8884 1000 ou 1 800 658 189 (numéro d'appel gratuit). ResMed est présente en Allemagne, en Autriche, au Brésil, en Espagne, en Finlande, en France, à Hong Kong, au Japon, en Malaisie, en Norvège, en Nouvelle-Zélande, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni, à Singapour, en Suède et en Suisse (voir site Internet pour de plus amples informations). Protégé par les brevets suivants : AU 777033, EP 1187649, EP 1314445, HK 1057714, US 6412487, US 6439230, US 6513526, US 6581594, US 6701927, US 6796308, US 6823865, US 6823869, US 6860269, US 7021311, US 7069933. Autres brevets en attente. Modèles déposés : AU 309495, AU 309789, AU 309800, AU 310242, AU 311114, AU 311132, AU 311133, AU 311134, AU 311135, AU 311136, AU 311137, AU 311186, AU 311187, EU 499173, EU 559208, NZ 407770. Autres modèles en attente. Mirage et Mirage Quattro sont des marques commerciales de ResMed Ltd et Mirage est une marque déposée auprès de l'Office américain des brevets et des marques commerciales. Velcro est une marque commerciale de Velcro Industries B.V. © 2007 ResMed Ltd. 1011550/1 07 03