

SCA CHANA

CHAISE D'AISANCE FACILE À NETTOYER

Ultra hygiénique et multi-fonctionelle. Simple et facile à nettoyer.





CHAISE D'AISANCE FACILE À NETTOYER

Seulement 10 pièces rapides et faciles à assembler sur le châssis antirouille en acier inoxydable.

CHARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Ultra hygiénique

Aucune vis, écrou ou boulon. Une conception simple signifie moins d'endroits où la saleté et les germes peuvent s'accumuler.

- Châssis en acier inoxydable Garanti 5 ans.
- Facile à nettoyer

Surfaces lisses et non-poreuses qui permettent un nettoyage plus efficace.

- Seulement 10 pièces, faciles à assembler
- Multi-fonctionnelle

Peut être utilisée avec des bassins de lit en plastique ou jetables. Peut aussi être utilisée en tant que chaise sanitaire ou chaise de douche.

- Supports amovibles en plastique pour bassin de lit

Faciles à enlever pour en faciliter le nettoyage ou pour l'utilisation en tant que chaise sanitaire.

- Anti-taches

Résistante aux taches et aux dommages chimiques.

- Roues verrouillables EasyMove^{MC} Conception brevetée EasyMove^{MC} et TotalStop^{MC}*.
- Siège sanitaire et sécuritaire en plastique Couvercle qui s'intègre au siège moulé. Sans latex, couture ou rembourrage, il protège contre la prolifération des germes et des allergènes et est facile à nettoyer.
- Appuis-bras à charnière


Offrent plus de support et facilitent les transferts. Les appuis-bras se verrouillent de manière sécuritaire lorsqu'ils sont abaissés.

- Repose-pieds pivotants et amovibles Faciles à retirer, ils sont dotés du mécanisme Clip & Slide** et sont pivotants sur 360° pour faciliter l'assemblage.
- Rangement pratique pour le couvercle Il peut-être accroché à l'arrière de la chaise d'aisance.

AUCUNE VIS, ÉCROU **BOULON**

SPÉCIFICATION	TAILLE
Hauteur	105 cm (41,3")
Largeur	60 cm (23,6")
Profondeur	77 cm (30,3")
Largeur entre les appuis-bras	49 cm (19,3")
Hauteur siège-au-plancher	51 cm (20")
Capacité maximale	190 kg (419 lb)

- * Brevet de fonction : ZL 2006 2 0062320.0 Brevet d'apparence : ZL 2006 3 0066473.8
- ** Autres brevets en attente



Le bassin de lit jetable ou en plastique se glisse par l'arrière.



Le support en plastique pour bassin de lit, moulé d'une seule pièce, s'installe verticalement,



Repose-pieds verrouillables et pivotants (brevets en attente).



Les appuis-bras à charnières

verrouillables facilitent les transferts.

Roues de conception brevetée EasyMove^{MC} et TotalStop^{MC}.

			4	
				1.
-	-		1	1
		1	1	

Le couvercle peut être rangé de manière sécuritaire à l'arrière de la chaise.

No. AMG	Produit	Produit / Caisse	CUP
770-302	Chaise d'aisance facile à nettoyer Clinell®	1	7 75757 70302 2

SUPPORTS POUR BASSINS DE LIT JETABLES ET EN PLASTIQUE INCLUS