

# Capteurs Nellcor OxiMax

## Capteurs SpO<sub>2</sub> à usage unique

### ■ MAX-A / MAX-AL

Adultes >30kg  
Adultes >30kg (Câble 90cm)

MAX-A  
MAX-AL

Site d'application principal : index  
Alternative : pouce, autre doigt, gros orteil




### ■ MAX-P

Enfants 10 – 50kg

MAX-P

Site d'application principal : index  
Alternative : pouce, autre doigt, gros orteil




### ■ MAX-I

Nourrissons 3 – 20kg

MAX-I

Site d'application principal : gros orteil  
Alternative : pouce, autre doigt



### ■ MAX-N

Adultes >40kg

MAX-N

Site d'application principal : index  
Alternative : pouce, autre doigt, gros orteil

Nouveau-nés <3kg

Site d'application principal : plante du pied  
Alternative : paume de la main



### ■ SC-A - Capteur SoftCare

Adultes >40kg

SC-A

Site d'application principal : index  
Alternative : pouce, autre doigt, gros orteil

### ■ SC-NEO - Capteur SoftCare

Nouveau-nés 1,5kg - 5kg

SC-NEO


Site d'application principal : plante du pied  
Alternative : paume de la main

### ■ SC-PR - SoftCare Sensor

Prématurés <1.5kg

SC-PR

Site d'application principal : plante du pied  
Alternative : paume de la main



# Capteurs Nellcor OxiMax

## Capteurs SpO<sub>2</sub> à usage unique

■ **MAX-FAST**

Adultes / Enfants >10kg

Site d'application : front

(Compatible avec technologie OxiMax uniquement)

MAX-FAST



■ **MAX-R**

Adultes >50kg

Site d'application: arête du nez

MAX-R



Distribué par :

**Leuag**

Technik für Medizin und Wissenschaft  
La Technique pour la Médecine et la Science

Leuag AG

Industriestrasse 21

CH-6055 Alpnach Dorf

Tel. +41 (0)41 618 81 00

Fax +41 (0)41 618 81 01

E-Mail: [info@leuag.ch](mailto:info@leuag.ch)

Leuag SA

Chemin du Frut

CH-1071 Chexbres

Tél. +41 (0)21 946 43 00

Fax +41 (0)21 946 43 09

[www.leuag.ch](http://www.leuag.ch)


# Capteurs Nellcor OxiMax

## Capteurs SpO<sub>2</sub> réutilisables

- **Durasensor** DS-100A  
Adultes >40kg  
Site d'application principal : index  
Alternative : autre doigt



- **Dura-Y** D-YS  
Du nouveau-né à l'adulte dès 1kg  
Capteur multisite, fixation avec clip, bande adhésive ou bande velcro  
Site d'application principal pour  
Nouveau-nés : plante du pied  
Nourrissons : gros orteil  
Enfants/ Adultes : index




- **Oxiband P/I** OXI-P/I  
Nourrissons 3 – 20kg / Enfants 15 – 40kg  
Fixation avec bande adhésive ou bande velcro  
Site d'application principal pour  
Nourrissons : gros orteil  
Enfants : index



- **Oxiband A/N** OXI-A/N  
Nouveau-nés <3kg / Adultes >40kg  
Fixation avec bande adhésive ou bande velcro  
Site d'application principal pour  
Nouveau-nés: plante du pied  
Adultes : index



- **Clip pour Dura-Y à l'oreille** D-YSE  
Enfants / Adultes >30kg  
Clip pour application du Dura-Y à l'oreille



- **Pediatric Spot-Check** D-YSPD  
Nourrissons / Enfants 3 – 40kg  
Pince pédiatrique pour application du Dura-Y sur le doigt



# Capteur Nellcor OxiMax

## Capteurs SpO<sub>2</sub> réutilisables

### ■ Bande adhésive blanche

Nourrissons / Enfants 3 – 40kg  
Bande adhésive pour Dura-Y et Oxiband P/I

FOAM-P/I

Nouveau-nés <3kg / Adultes >40kg  
Bande adhésive pour Dura-Y et Oxiband A/N

FOAM-A/N



### ■ Bande adhésive brune

Nourrissons / Enfants 3 – 40kg  
Bande adhésive pour Dura-Y et Oxiband P/I

ADH-P/I

Nouveau-nés <3kg / Adultes >40kg  
Bande adhésive pour Dura-Y et Oxiband A/N


ADH-A/N



### ■ Bande de fixation velcro

Du nouveau-né à l'adulte dès 1kg  
Bande velcro pour Dura-Y, Oxiband P/I et Oxiband A/N

POSEY



Distribué par :

**Leuag**

Technik für Medizin und Wissenschaft  
La Technique pour la Médecine et la Science

Leuag AG  
Industriestrasse 21  
CH-6055 Alpnach Dorf  
Tel. +41 (0)41 618 81 00  
Fax +41 (0)41 618 81 01  
E-Mail: info@leuag.ch

Leuag SA  
Chemin du Frut  
CH-1071 Chexbres  
Tél. +41 (0)21 946 43 00  
Fax +41 (0)21 946 43 09  
www.leuag.ch