



ropimex®-Ecran mobile

L'écran mobile 95 est mis en place en quelques secondes et se range rapidement après utilisation. Grâce à sa légèreté il roule très facilement et sa haute stabilité garantit un agréable maniement. L'écran mobile utilisé avec un ou deux télescopes est idéal pour la séparation mobile dans les couloirs, dans les chambres à plusieurs lits, aux urgences et dans tous les domaines de la santé.



Ecran mobile avec télescopes pliés vers le bas



Ecran mobile 95 avec un télescope en maison de retraite

Ecran mobile 95 avec deux télescopes utilisé dans un couloir



FG 95



r

FG 95

ropimex®-Ecran mobile

FG 95



FG 95 Ecran mobile

165x60x40 cm (H/P/L), 4 roues dont 2 avec freins. Aluminium anodisé, polyamide renforcé par des fibres de verre, anti-rouille, désinfectable

LA Equipement antistatique, les roues sont conductibles pour l'électricité. En option.

UKB Support pour mettre un deuxième télescope à l'écran mobile (RTI)
Sur l'écran mobile FG 95 vous pouvez mettre tous les modèles de nos séries RTS et RTI.

UKB



Télescopes conseillés pour FG 95: RTI 2.2 et RTI 1.6

RTI 2.2



RTI 1.6




Nous conseillons:

Avec un télescope:

Ecran mobile FG 95, télescope pliable RTI 2.2 max. 220cm, rideau TCS 212 dim. 230x140 cm

Avec deux télescopes:

Ecran mobile FG 95, télescope pliable RTI 2.2 max. 220 cm, support universel UKB pour le deuxième télescope, télescope RTI 1.6 pliable max. 160 cm, rideau TCS 212 dim. 230x140 cm, rideau TCS 152 dim. 170x140 cm



Ecran mobile 95 avec deux télescopes

En position fermée