

WelchAllyn

20:42 06/16/2017 Continuous (100%)

IPI 9 0-10 scale 4	RR 15 BPM SOURCE: CO2 30 5
SpO2 99% 90-100 90	etCO2 29 mmHg STOP 60 15
NIBP 104/71 SYS/DIA @ 20:41 START SYS: 220/75 DIA: 110/35	PULSE RATE 75 ♥/MIN SOURCE: SpO2 120 50
PATIENT Barker, David, P 12345 Adult	TEMPERATURE 98.9 °F (37.2°C) @ 20:41 101.0 94.0 Pause

Home Patients Alarms Review Settings

25 Thermometer Probe Covers
WelchAllyn

Manufactured by Welch Allyn, Inc.
Branford, CT, U.S.A.



Moniteur de signes vitaux Connex® de Welch Allyn série 6000

Données précises issues de la vérification ponctuelle et du monitoring continu des signes vitaux automatiquement envoyées du chevet du patient au système DME pour améliorer la prise en charge des patients et les décisions cliniques

La nouvelle génération de surveillance des signes vitaux avec écran tactile couleur simple d'utilisation, technologie avancée de surveillance des signes vitaux, de la respiration et des mouvements. Plus intégration DME pour un accès immédiat du personnel médical aux données nécessaires, où et quand il en a besoin.

Connectez-vous aujourd'hui aux signes vitaux de demain

Spécifiquement conçu pour les services particulièrement occupés tels que le vôtre pour une efficacité accrue

- > Enregistre les données de vérification ponctuelle et de monitoring continu des signes vitaux.
- > Intégration DME pour une documentation électronique précise des signes vitaux.
- > L'écran tactile aux couleurs vives simplifie la formation et l'utilisation.
- > Documentation complète sur le lieu de soins incluant des champs de données personnalisables.
- > ID avancée des patients comprenant une confirmation bidirectionnelle du nom.
- > Protection des données des patients pour la compatibilité HIPAA.
 - Protection des données identifiables des patients à l'aide d'options personnalisables, telles que des abréviations.
 - Possibilité de suppression automatique des données des patients après envoi au système DME.
 - Application des règles de vérification de la complétude du dossier avant enregistrement.
- > Messages d'erreur simples et précis pour une résolution facile des problèmes.

Paramètres de pointe pour des informations précises sur le patient

- > Technologie de pression artérielle SureBP®.
 - Modes de pression artérielle pour adultes, enfants et nouveau-nés.
 - Programmes de monitoring de la pression artérielle personnalisables pour aider le personnel infirmier à respecter les protocoles de l'hôpital.
 - Lectures de 15 secondes pour un plus grand confort des patients.
- > Thermomètre auriculaire SureTemp® Plus et/ou Braun ThermoScan® PRO 6000 (en option, choisir un seul ou les deux).
- > Algorithmes SpO₂ Masimo® ou Nellcor® (en option), avec capteurs et traitement des signaux.
- > Monitoring continu non invasif de l'hémoglobine totale Masimo (en option).
- > Saisie manuelle du poids, de la taille, du rythme respiratoire et du niveau de douleur et consignation des indicateurs (position du corps et détails sur la thérapie O₂, par exemple).
- > Champs de consignation personnalisables pour une documentation complète sur le lieu de soins.



Conception évolutive pour mieux protéger votre investissement

Conçu pour un environnement médical/chirurgical, avec écran tactile configurable simple d'utilisation. En outre, protégez votre achat grâce à ces options de mise à niveau conçues pour améliorer la sécurité des patients et les résultats :

- > Thermomètre auriculaire Braun ThermoScan PRO 6000
- > Connectivité des balances numériques Health o meter®
- > Capnographie Covidien® Microstream® (etCO₂)
- > Fréquence respiratoire acoustique (RRa) Masimo®
- > Connectivité DME éprouvée
- > Monitoring sans contact EarlySense®
- > Hémoglobine non invasive SpHb Masimo®
- > Technologie sans fil haut de gamme


Gestion avancée des accessoires pour simplifier votre vie

- > Rangement optimal des accessoires.
- > Aide à éviter les enchevêtrements et la dégradation des capteurs.
- > Nettoyage de l'entreposage des accessoires propice à une hygiène adéquate.
- > Lampe DEL utile dans les pièces obscures, sans déranger les patients.



Protégez votre investissement grâce aux programmes et outils de service

- > Les programmes de partenariat souple CareSM couvrent tous les besoins de votre service.
- > Entièrement personnalisables, y compris un identificateur de site programmable et un clonage de configuration USB rapide.
- > PartnerConnectTM pour les réparations et mises à niveau pilotées par logiciel.



Configurations disponibles

MSV CONNEX

6700 | 6800

Paramètres

PANI SureBP	●	●
Thermomètre SureTemp Plus	●	●
Thermomètre auriculaire Braun PRO 6000	●	●
SpO ₂ Masimo ou Nellcor	●	●
Mouvement sans contact EarlySense	↑	↑
EtCO ₂ Covidien Microstream	↑	↑
RRa Masimo	↑	↑
SpHb Masimo	↑	↑

Communications

4 ports USB	●	●
Ethernet	●	●
Radio sans fil 802.11a/b/g	↑	●

Accessoires

Lecteur de codes à barres	●	●
Balance	●	●
Connectivité DME	●	●
Imprimante	●	●

● Compris ● En option ↑ Mise à niveau

ACCESSOIRES

4800-60	Support mobile de gestion des câbles et accessoires avec panier
4701-62	Support mural avec panier
4900-60	Support mobile avec panier et plaque de fixation agrandie pour moniteur
008-0834-01	Support mural GCX avec canal
4900-62	Support mural GCX avec panier et plaque de fixation agrandie pour moniteur
06000-900	Socle Braun PRO 6000 avec thermomètre
6000-NC	Cordon du système d'appel infirmier
6000-916HS	Lecteur de codes à barres 2D médical avec USB en couronne
6000-920	Trousse radio sans fil - interne 802.11a/b/g
4500-925	Câble USB pour connexion câblée
660-0138-00	Cordon de raccordement Ethernet 5 pieds
6000-BT0	Contrat de services d'un an, PANI et température
6000-BTS	Contrat de services d'un an, PANI et température, SpO ₂
S1-6000	Programme de partenariat complet Connex VSM 6000, entente de 1 an
S1-6000-2	Programme de partenariat complet Connex VSM 6000, entente de 2 ans
S2-6000	Programme de partenariat biomédical Connex VSM 6000, entente de 1 an
S2-6000-2	Programme de partenariat biomédical Connex VSM 6000, entente de 2 ans



Pour de plus amples renseignements au sujet du moniteur de signes vitaux Connex, veuillez communiquer avec le représentant Welch Allyn de votre région, composer le 1 800 561 8797 pour parler à un représentant du service à la clientèle ou vous rendre sur le site Web www.welchallyn.ca.

WWW.WELCHALLYN.CA

© 2017 Welch Allyn MC14317 FC 80021079 Ver A 2017-08

WelchAllyn®