

**SERVIETTE D'HÔPITAL
CHIFFONS J**

J CLOTH HOSPITAL TOWEL
JOHNSON & JOHNSON

PETIT / SMALL

30 x 30 cm – 12 x 12 in.

SYSH1643 **blanc / white**
SYSH1644 **bleu / blue**

boîte de 100 / box of 100

MOYEN / MEDIUM

30 x 46 cm – 12 x 18 in.

SYSH1633 **blanc / white**
SYSH1634 **bleu / blue**

boîte de 100 / box of 100

GRAND / LARGE

30 x 60 cm – 12 x 24 in.

SYSH1623 **blanc / white**
SYSH1624 **bleu / blue**

boîte de 100 / box of 100

**ESSUIE-TOUT WYPALL®
L30 ECONOMIZER®**

WIPERS

KIMBERLY-CLARK

PROFESSIONAL UNS05812

31,75 x 33 cm – 12½ x 13 in.

» 4 épaisseurs / 4-Ply

emballage de 90 / pack of 90

**BROSSE TOUT USAGE
EN NYLON**

NYLON SCRUB BRUSH

AMG MEDICAL AMG118140

3,5 x 9 cm – 1⅜ x 3½ in.

» S'utilise aussi bien pour le nettoyage des mains et des ongles que pour le récurage d'instrument

» For scrubbing hands and nails as well as scouring instruments

chacune / each

**SERVIETTE
DÉSINFECTANTE
SANI-CLOTH® PLUS
DISINFECTANT CLOTH
PDI**

» Désinfecte les surfaces et les objets

» Bactéricide qui enrayer le Mycobactérium bovis BCG (tuberculose) en 5 minutes

» Disinfects surfaces and objects

» Bactericidal, kills Mycobacterium bovis BCG (tuberculosis) in 5 minutes

PDIQ90172

15,2 x 17,2 cm – 6 x 6¾ in.

contenant de 160 serviettes

160 wipes per dispenser

PDIQ85984

28 x 30,5 cm – 11 x 12 in.

contenant de 65 serviettes

65 wipes per dispenser

**SERVIETTE ANTISEPTIQUE
SATURÉE AU CHLORURE
DE BENZALCONIUM 0,13 %
ANTISEPTIC TOWELETTES
SATURATED
WITH BENZALKONIUM
CHLORIDE 0.13%**

PDIID35164

» Nettoie et rafraîchit la peau

» Cleans and refreshes skin

boîte de 100 / box of 100

**NETTOYANT ET
DÉSINFECTANT
OPTIM 33 TB
CLEANER AND DISINFECTANT
SCICAN**

» Contient 0,5 % p/p de peroxyde d'hydrogène accéléré

» Effet bactéricide, tuberculocide, virucide et assainissement à large spectre si la solution demeure sur la surface traitée une seule minute

» Contains 0.5% w/w accelerated hydrogen peroxide

» Bactericidal, tuberculocidal and virucidal as well as broad-spectrum sanitizer for a one-minute treatment

LZWSCI334X4

contenant de 4 litres / 4-L container

LZWSCI3312XIALOE

(parfum d'aloès / aloe scent)

contenant de 1 litre / 1-L container

**LINGETTE DÉSINFECTANTE
OPTIM 33 TB**

READY-TO-USE WIPE

LZWSCI33W12ALOE

(parfum d'aloès / aloe scent)

contenant de 160

160 wipes per dispenser

**RECHARGE DE LINGETTES
NON SATURÉES**

REFILL OF DRY WIPES

LZWSCI33R18

boîte de 3 emballages de 160

box of 3 packages of 160

**GEL ANTISEPTIQUE POUR
LES MAINS STÉRIGEL^{MD}
ET STÉRIGEL^{MD} +
ANTISEPTIC HAND GEL
SOLUMED – 3 M**

» Agit en 30 secondes

» Contient 70 % v/v d'alcool éthylique et un agent hydratant

» Sans parfum, hypoallergène et non absorbé par la peau

» Efficace contre les bactéries à Gram positif, les bactéries à Gram négatif, les champignons et les virus

» Acts in 30 seconds

» Contains 70% v/v ethyl alcohol and a moisturizing agent

» Fragrance-free, hypoallergenic and not absorbed through the skin

» Effective against Gram positive bacteria, Gram negative bacteria, fungi and viruses

STÉRIGEL^{MD}

SOL10411

bouteille de 500 ml avec pompe
500-mL bottle with pump

SOL10422

bouteille de 55 ml / 55-mL bottle

STÉRIGEL^{MD} +

» Contient 0,5 % p/v de gluconate de chlorhexidine, ce qui procure un effet résiduel de 6 heures

» Contains 0.5% w/v chlorhexidine gluconate which remains effective on skin for over six hours

SOL10401

bouteille de 500 ml avec pompe
500-mL bottle with pump

SOL10423

bouteille de 55 ml / 55-mL bottle



STÉRILISATEUR M7 SPEEDCLAVE®

M7 SPEEDCLAVE® STERILIZER

MIDMARK MIDM7

Chambre / Chamber: 19 cm x 38 cm – 7½ in. x 15 in.

Capacité / Usable volume: 9 litres – 2.38 gallons

- » Cycle rapide automatique
- » Sélecteur de température
- » Fast automatic cycle
- » Temperature regulator



STÉRILISATEUR À VAPEUR ÉLECTRIQUE

ELECTRIC PRESSURE STERILIZER

ALL AMERICAN WIS25X

Capacité : 24 litres

Usable volume: 6.34 gallons



STÉRILISATEUR À VAPEUR NON ÉLECTRIQUE

NON-ELECTRIC PRESSURE STERILIZER

ALL AMERICAN WIS1915X

Capacité : 14 litres

Usable volume: 3.70 gallons



DÉTACHANT EN POUDRE STAIN REMOVER

MILTEX MLX3740

- » Détache, dérouille et redonne le lustre aux instruments, aux plateaux et à l'intérieur des stérilisateurs

» Removes stains and tarnish and restore luster to instruments

contenant de 85 g / 3-oz. plastic jar

SOLUTION NETTOYANTE POUR INSTRUMENTS

BM-5000™

INSTRUMENT CLEANER

B.M. GROUP BMTBM5000

- » Sert au nettoyage manuel ou aux ultrasons
- » Contient un agent antirouille
- » For manual and ultrasonic cleaning
- » Anti-corrosive

contenant de 4 litres / 4-L container

SOLUTION AU PEROXYDE D'HYDROGÈNE À 7 %

OPTIM CS

7% HYDROGEN PEROXIDE SOLUTION

SCICAN LZWSCICS4X4

- » Conçue pour la désinfection et la stérilisation froide des instruments

» Réutilisable jusqu'à 14 jours

» Tuberculocide, sporicide et fongicide

» For disinfection and cold sterilization of instruments

» Reusable up to 14 days

» Tuberculocidal, sporicidal and fungicidal

contenant de 4 litres / 4-L container

TEMPS DE TREMPAGE SUGGÉRÉ

» Désinfection haut niveau :

20 minutes

» Stérilisation froide : 20 minutes

SUGGESTED SOAK TIME

» High level disinfection: 20 minutes

» Cold sterilization: 20 minutes

SOLUTION GLUTARALDÉHYDE À 2 %

BM-28 PLUS™

2% GLUTARALDEHYDE SOLUTION

B.M. GROUP BMTBM28

- » Conçue pour la désinfection et la stérilisation froide des instruments

» Réutilisable jusqu'à 28 jours

» Bactéricide, virucide, sporicide et fongicide

» For disinfection and cold sterilization of instruments

» Reusable up to 28 days

» Bactericidal, virucidal, sporicidal and fungicidal

contenant de 4 litres / 4-L container

TEMPS DE TREMPAGE SUGGÉRÉ

» Désinfection bas niveau :

10 minutes

» Désinfection haut niveau :

minimum de 45 minutes

» Stérilisation froide : 7 à 10 heures

SUGGESTED SOAK TIME

» Low level disinfection: 10 minutes

» High level disinfection: minimum of 45 minutes

» Cold sterilization: 7 to 10 hours

EAU TRAITÉE DÉMINÉRALISÉE

DEMINERALIZED TREATED WATER

EAU4LD

contenant de 4 litres / 4-L container

NETTOYANT SPEED-CLEAN

CLEANER

MIDMARK MID002039601

- » Solution alcaline pour le nettoyage des stérilisateurs ou appareils aux ultrasons

» Alkaline solution for cleaning sterilizers and ultrasonic cleaners

contenant de 500 ml

500-mL container



TROUSSE DE DÉMARRAGE ATTEST™ POUR SURVEILLER LE FONCTIONNEMENT DE VOTRE STÉRILISATEUR À VAPEUR

ATTEST™ MONITORING STARTER KIT FOR STEAM STERILIZER

3M MMM115C

» 1 registre de consignation des données de stérilisation
» 1 sterilization record keeping book

» 1 rouleau de ruban-indicateur de stérilisation de 1,9 cm
» 1 roll ¾ in. autoclave tape

» 25 indicateurs biologiques
» 25 biological indicators

» 50 intégrateurs pour stérilisation à la vapeur
» 50 steam sterilization integrators

» 1 incubateur biologique
» 1 biological incubator

» 30 protecteurs d'instrument (3 tailles différentes)
» 30 instrument protectors (3 sizes)

» 480 indicateurs chimiques en bandes pour stérilisation à la vapeur
» 480 chemical indicator strips for steam sterilization

La plupart des composantes sont aussi vendues séparément.
Most components also sold separately.

DÉTERGENT ENZYMATIQUE EN POUDRE ALKAZYME®

ENZYMATIC DETERGENT ALKAPHARM MON501

- » Nettoyant désinfectant par trempage avant la stérilisation
- » Élimine les protéines et les matières organiques
- » Efficace contre les bactéries, les souches fongiques et le VIH
- » Se dilue en eau chaude du robinet
- » Idéal pour les nettoyeurs à ultrasons et pour le nettoyage du matériel d'endoscopie
- » Peut se préparer jusqu'à 8 jours avant l'utilisation
- » Pre-soak cleanser/disinfectant before sterilization
- » Penetrates and breaks down proteins and organic matter
- » Effective against bacteria, fungal strain and HIV
- » Water-soluble in hot tap water
- » Can be used in scope reprocessors and ultrasonic cleaners
- » Solution can be kept up to 8 days prior to use

contenant de 2 kg
2-kg container



DÉTERGENT ENZYMATIQUE CIDEZYME

ENZYMATIC DETERGENT JOHNSON & JOHNSON

- » Nettoyant par trempage avant la stérilisation
- » Élimine les protéines et les matières organiques
- » Agit rapidement
- » Idéal pour les nettoyeurs à ultrasons et pour le nettoyage du matériel d'endoscopie
- » Parfum de menthe
- » Facile à utiliser et à mesurer grâce à sa pompe doseuse
- » Peut être rejeté écologiquement dans les égouts grâce à son pH neutre
- » Pre-soak cleanser before sterilization
- » Penetrates and breaks down proteins and organic matter
- » Fast acting
- » Can be used in scope reprocessors and ultrasonic cleaners
- » Mint fragrance
- » Easy to dispense and measure with its dosage pump
- » Its neutral pH makes it a biodegradable waste in regular sewers

JOJ2258
contenant de 1 litre / 1-L container

JOJ2260
contenant de 4 litres / 4-L container

SACHET AUTOCOLLANT À STÉRILISATION AVEC INDICATEURS INTERNES ET EXTERNES INTÉGRÉS

SELF-SEALING STERILIZATION POUCH WITH BUILT-IN INTERNAL AND EXTERNAL INDICATORS
SAFE-SEAL DUET

- » Convient aux méthodes de stérilisation à la vapeur et à l'oxyde d'éthylène
- » Compatible with steam or ethylene oxide method

MEI88015	5,7 x 10 cm – 2¼ x 4 in.
MEI88000	7 x 23 cm – 2¾ x 9 in.
MEI88005	8,9 x 13,3 cm – 3½ x 5¼ in.
MEI88010	8,9 x 23 cm – 3½ x 9 in.
MEI88025	13,3 x 25,4 cm – 5¼ x 10 in.
MEI88030	19 x 33 cm – 7½ x 13 in.
MEI88035	25,4 x 35,6 cm – 10 x 14 in.

boîte de 200 / box of 200



RESPIRATEUR N95 ET MASQUE CHIRURGICAL
RESPIRATOR AND SURGICAL MASK

3M MMM1870

- » Muni d'un filtre électrostatique de pointe qui offre une efficacité de captation supérieure à 99 % même sur des particules inférieures à 0,1 micromètre
- » Conforme à la norme la plus élevée de l'ASTM sur la résistance aux fluides et aux éclaboussures
- » Satisfait aux lignes directrices du CDC pour la protection contre l'exposition au bacille de la tuberculose et est certifié NIOSH
- » Approprié lors des interventions au laser et à l'électrocautère
- » Emballé individuellement
- » With advanced electret media and provides >99% bacterial filtration efficiency (BFE), helping reduce wearer exposure to airborne particles smaller than 0.1 microns
- » Meets ASTM's highest level of fluid and splash resistance
- » Meets CDC guidelines for Mycobacterium tuberculosis exposure control and NIOSH Certified
- » Appropriate for laser and electrocautery procedures
- » Individually packaged

boîte de 20 / box of 20

MASQUE À PROTECTION DE BASE SOF SKIN®
LOW BARRIER MASK
SAFE+MASK® – MEDICOM

- » Avec fixation auriculaire élastique
- » Plis standards
- » Filtre les bactéries avec une efficacité d'au moins 95 %
- » Sans latex ni fibre de verre
- » Earloop mask
- » Traditional flat pleated
- » BFE ≥ 95%
- » Latex-free and fiberglass-free materials

MEI2030 **Blanc** / White
MEI2043 **Bleu** / Blue
MEI2044 **Rose** / Pink
MEI2045 **Lavande** / Lavender

boîte de 50 / box of 50

LUNETTES DE PROTECTION
PROTECTIVE EYEWEAR
SAFE+MASK® – MEDICOM

MEI2900

- » Offre une protection oculaire et périphérique contre les fluides et les éclaboussures
- » Recouverte d'une couche antibuée
- » Provides eye and peripheral protection against fluids and splashes
- » Coated with anti-fog film

boîte de 10 / box of 10

BAVETTE DENTAIRE 3 PLIS DRY-BACK®
DENTAL BID 3-PLY
MEDICOM MEI-

33 cm x 45,5 cm – 13 in. x 18 in.

- » 2 plis de papier + 1 pli de polymère
- » Choix de couleur
- » 2-ply paper + 1 ply poly
- » Choice of color

caisse de 500 / case of 500

GANT EN LATEX
LATEX GLOVE
DUFORT ET LAVIGNE

- » Non stérile, poudré
- » Fini lisse
- » Non-sterile, powdered
- » Smooth finish

DUF7001 **Très petit** / Extra small
DUF7000 **Petit** / Small
DUF7005 **Moyen** / Medium
DUF7010 **Grand** / Large

boîte de 100 / box of 100

GANT EN VINYLE
VINYL GLOVE
DUFORT ET LAVIGNE

- » Non stérile, poudré
- » Fini lisse
- » Non-sterile, powdered
- » Smooth finish

DUF7200 **Petit** / Small
DUF7205 **Moyen** / Medium
DUF7210 **Grand** / Large

boîte de 100 / box of 100

SOLUTION DE CHLORURE DE SODIUM À 0,9 %
POUR IRRIGATION USP
0.9 % SODIUM CHLORIDE FOR IRRIGATION USP
HOSPIRA HOS6138125

- » S'utilise pour l'irrigation et le nettoyage des plaies et des tissus
- » For irrigation or clean wounds and tissues

bouteille refermable de 250 ml
250-mL Resealable bottle

PANSEMENT NON ADHÉRENT POUR GROS ORTEIL ADAPTIC DIGIT
NON-ADHERENT DRESSING FOR LARGE TOE
SYSTAGENIX SYSMAD062

- » Fait d'une gaze imprégnée d'une émulsion de gelée de pétrole et de deux stockinettes
- » Indiqué dans le traitement des lacérations, brûlures et incisions chirurgicales
- » Made of a gauze impregnated with a petroleum emulsion and two stockinettes
- » Perfect over lacerations, burns, and surgical incisions

boîte de 10 / box of 10



Pour passer votre commande, téléphonez à notre Service à la clientèle et portez-la au compte numéro 19679 pour profiter des promotions.

To order, contact our Customer Service and mention the Special Deals Account # 19679.



SIÈGE SOCIAL / HEAD OFFICE
8581, place Marien
Montréal-Est (Québec) H1B 5W6
Tél. : 514.527.9381 - | 800 361.0655
Télé. : 514.527.6883

SUCCURSALE / BRANCH
3175, ch. des Quatre-Bourgeois, 020
Québec (Québec) G1W 2K7
Tél. : 418.657.7788 - | 800 463.4582
Télé. : 418.657.5075

MAGASIN / STORE
1227, rue Rachel Est
Montréal (Québec) H2J 2J8
Tél. : 514.521.3131
Télé. : 514.521.6698

POUR CONNAÎTRE NOS HEURES D'OUVERTURES AINSI QUE TOUTES LES PROMOTIONS QUI VOUS PERMETTRONT D'ÉCONOMISER TOUT AU LONG DE L'ANNÉE, VISITEZ NOTRE SITE WEB.
FOR MORE INFO ON OUR BUSINESS HOURS AND A COMPLETE LISTING OF SPECIAL DEALS THROUGHOUT THE YEAR, VISIT OUR WEB SITE.

www.dufortlavigne.com