

Microtube pour processus automatisé **BD Microtainer^{MD} MAP**

Quand chaque goutte compte.



Pour que chacun
vive en bonne santé

Lorsque vous devez prélever un échantillon sanguin chez vos patients les plus vulnérables, continuez de prendre soin d'eux pendant que le **microtube pour processus automatisé BD Microtainer^{MD} MAP** se charge du reste.


Chez BD, nous comprenons le rôle primordial que joue le laboratoire et l'importance toute aussi cruciale de produire des **résultats exacts**. C'est pourquoi nous sommes fiers de vous offrir des solutions novatrices, conçues pour vous aider à prodiguer les soins de qualité que vos patients méritent d'abord et avant tout.

Le **microtube pour processus automatisé BD Microtainer^{MD} MAP** est conçu pour vous aider à rendre votre laboratoire aussi efficace que possible en permettant :

- de traiter les échantillons sanguins de 375 μ L de manière automatisée.
- de rationaliser vos opérations de laboratoire dans le but de raccourcir les délais d'attente, de faire un meilleur usage des ressources et de la main-d'œuvre, et de réduire les coûts afférents.
- d'identifier le patient au moyen d'une étiquette normalisée afin de prévenir d'éventuelles erreurs d'étiquetage et (ou) le réétiquetage des tubes.
- de réduire les erreurs associées à la manipulation des échantillons par les travailleurs.

Microtube pour processus automatisé **BD Microtainer^{MD} MAP**

Le **bouchon fileté à ouverture facilitée** permet de dévisser le bouchon plus facilement et de le remettre en place de façon sécuritaire, assurant un transport **étanche et plus sûr** du tube jusqu'au laboratoire.



Bouchon ponctionnable, compatible avec les sondes des instruments

Tube monopièce de 13 mm x 75 mm avec **collecteur intégré**



Trois **lignes de remplissage visibles** pour assurer un volume de prélèvement adéquat

Nombre d'inversions requises indiqué sur l'étiquette du tube

Étiquette aux dimensions standards avec encoche **V-Notch^{MC}** fournissant un repère visuel pour l'apposition de l'étiquette au bon endroit



Emballage recyclable

N° de catalogue	Description	Qté par boîte Qté par caisse
363706	Microtube pour processus automatisé BD Microtainer^{MD} MAP avec 1,0 mg d'EDTA K ₂ , 13 mm x 75 mm, volume de 250 µL à 500 µL	50/200

Votre temps est précieux. Nous avons donc mis au point ce tube avant-gardiste dans le but précis de vous aider à améliorer le déroulement de vos opérations, car il s'agit d'un modèle conçu spécialement pour s'adapter aux porte-tubes des instruments standards ainsi qu'aux instruments les plus couramment utilisés.

Le **microtube pour processus automatisé BD Microtainer^{MD} MAP** est l'un des nombreux moyens que BD a conçus pour vous aider à rationaliser vos opérations et à établir des normes de qualité, d'intégrité et de sécurité sans compromis dans votre laboratoire.

Pour en savoir plus sur les **produits et services** que **BD** peut vous offrir pour optimiser le rendement de votre laboratoire, communiquez avec nous ou visitez notre site Web :

Services techniques de BD : **1-866-979-9408**

Service à la clientèle de BD : **1-866-979-9408**

Ou faites parvenir une requête à **CustSvcCan@bd.com**

www.bd.com/ca



BD Diagnostics

Preanalytical Systems

2100, Derry Road ouest, bureau 100

Mississauga (Ontario) L5N 0B3 Canada

www.bd.com/ca