

# Produits de prélèvement **veineux**

## Dispositifs de prélèvement sanguin BD Vacutainer<sup>MD</sup>

Une ponction veineuse réussie commence par le bon choix du site de ponction et l'emploi des bons dispositifs selon la procédure demandée. Les travailleurs de la santé devraient toujours opter pour des produits qui sont dotés d'un mécanisme de sécurité et qui contribuent à l'obtention d'échantillons de haute qualité, au confort du patient ainsi qu'à la sécurité du personnel clinique. La gamme de dispositifs de prélèvement sanguin BD avec aiguilles à ailettes peut vous aider à atteindre ces objectifs.



## Dispositifs de prélèvement sanguin à bouton activateur BD Vacutainer<sup>MD</sup>

Le dispositif de prélèvement sanguin à bouton activateur BD Vacutainer<sup>MD</sup> offre une protection immédiate pendant ce court instant qui pourrait bouleverser votre vie. Le mécanisme de sécurité à bouton activateur contribue instantanément à vous protéger contre les blessures percutanées. Ce dispositif est également homologué pour les microperfusions.



Numéro de référence	Calibre de l'aiguille	Longueur de l'aiguille (po)	Couleur des ailettes	Longueur de la tubulure (po)	Avec ou sans raccord luer	Qté par boîte/ Qté par caisse
✓ 367344	21	0,75	Vert	12	Avec	50/200
✓ 367342	23	0,75	Bleu pâle	12	Avec	50/200
367341	25	0,75	Bleu royal	12	Avec	50/200
367326	21	0,75	Vert	12	Sans	50/200
367324	23	0,75	Bleu pâle	12	Sans	50/200
367323	25	0,75	Bleu royal	12	Sans	50/200
✓ 367338	21	0,75	Vert	7	Avec	50/200
✓ 367336	23	0,75	Bleu pâle	7	Avec	50/200
367335	25	0,75	Bleu royal	7	Avec	50/200

## Dispositifs de prélèvement sanguin BD Vacutainer<sup>MD</sup> Safety-Lok<sup>MC</sup>

Le dispositif de prélèvement sanguin BD Vacutainer<sup>MD</sup> Safety-Lok<sup>MC</sup> est simple, facile à utiliser et sécuritaire. L'utilisateur peut activer le mécanisme de sécurité tout de suite après la ponction veineuse pour éviter les blessures percutanées. Ce dispositif est aussi offert avec un barillet préfixé pour faciliter la tâche aux utilisateurs et pour convenir aux établissements dont la politique exige l'emploi de barillets à usage unique. Il est également homologué pour les microperfusions.



Numéro de référence	Calibre de l'aiguille	Longueur de l'aiguille (po)	Couleur des ailettes	Longueur de la tubulure (po)	Avec ou sans raccord luer	Qté par boîte/ Qté par caisse
367281	21	0,75	Vert	12	Avec	50/200
✓ 367283	23	0,75	Bleu pâle	12	Avec	50/200
367285	25	0,75	Bleu royal	12	Avec	50/200
367296	21	0,75	Vert	12	Sans	50/200
367297	23	0,75	Bleu pâle	12	Sans	50/200
367298	25	0,75	Bleu royal	12	Sans	50/200
367287	21	0,75	Vert	7	Avec	50/200
367292	23	0,75	Bleu pâle	7	Avec	50/200
367294	25	0,75	Bleu royal	7	Avec	50/200

✓ Recueil des meilleures pratiques.

## Dispositifs de prélèvement sanguin BD Vacutainer<sup>MD</sup> Safety-Lok<sup>MC</sup> avec barillet préfixé

Numéro de référence	Calibre de l'aiguille	Longueur de l'aiguille (po)	Couleur des ailettes	Longueur de la tubulure (po)	Avec ou sans raccord luer	Qté par boîte/ Qté par caisse
368652	21	0,75	Vert	12	Préfixé	25/200
368653	23	0,75	Bleu pâle	12	Préfixé	25/200

## Dispositifs de prélèvement sanguin traditionnels BD Vacutainer<sup>MD</sup>

Numéro de référence	Calibre de l'aiguille	Longueur de l'aiguille (po)	Couleur des ailettes	Longueur de la tubulure (po)	Avec ou sans raccord luer	Qté par boîte/ Qté par caisse
367251	21	0,75	Vert	12	Avec	50/200
367253	23	0,75	Bleu pâle	12	Avec	50/200
367255	25	0,75	Bleu royal	12	Avec	50/200
366253	23	0,75	Bleu pâle	7	Avec	50/200



## Seringues BD Vacutainer<sup>MD</sup> pour soins critiques

Les seringues BD Vacutainer<sup>MD</sup> pour soins critiques peuvent servir aux épreuves de gazométrie artérielle, du calcium et du magnésium ionisés, de même qu'à d'autres analyses prescrites en situation critique. Les seringues BD A-Line<sup>MC</sup> et BD Preset<sup>MC</sup> contiennent de l'héparine de lithium saturée en calcium atomisée sur leur paroi interne. De plus, les seringues BD Preset<sup>MC</sup> permettent d'aspirer et de prélever une quantité prédéterminée, tandis que la seringue A-Line<sup>MC</sup> ne permet que d'aspirer. On peut utiliser ces deux types de seringues pour l'ensemble des épreuves prescrites en situation critique.



Numéro de référence	Description	Unités d'héparine	Type d'embout	Aiguille préfixée	Volume de prélèvement (mL)	Qté par caisse
364356	Seringue BD A-Line <sup>MC</sup> sans aiguille	30	Luer-Slip	s.o.	1,0	100
364378	Seringue BD A-Line <sup>MC</sup> sans aiguille	80	BD Luer-Lok <sup>MC</sup>	s.o.	3,0	100
364376	Seringue BD A-Line <sup>MC</sup> sans aiguille	80	Luer-Slip	s.o.	3,0	100
364416	Seringue BD Preset <sup>MC</sup> sans aiguille	30	Luer-Slip	s.o.	1,0	100
364413	Seringue BD Preset <sup>MC</sup> avec aiguille préfixée	30	Luer-Slip	Calibre 23 x 1 po	1,0	100
364415	Seringue BD Preset <sup>MC</sup> avec aiguille préfixée	30	Luer-Slip	Calibre 25 x 5/8 po	1,0	100
364316	Seringue BD Preset <sup>MC</sup> sans aiguille	80	BD Luer-Lok <sup>MC</sup>	s.o.	3,0	100
364314	Seringue BD Preset <sup>MC</sup> avec aiguille préfixée	80	BD Luer-Lok <sup>MC</sup>	Calibre 22 x 1 po	3,0	100
364327	Seringue BD Preset <sup>MC</sup> avec aiguille préfixée	80	BD Luer-Lok <sup>MC</sup>	Calibre 23 x 1 po	3,0	100
364390	Seringue BD Preset <sup>MC</sup> avec aiguille sécurisée Eclipse <sup>MC</sup> préfixée	80	BD Luer-Lok <sup>MC</sup>	Calibre 22 x 1 po	3,0	100
364391	Seringue BD Preset <sup>MC</sup> avec aiguille sécurisée Eclipse <sup>MC</sup> préfixée	80	BD Luer-Lok <sup>MC</sup>	Calibre 23 x 1 po	3,0	100