

# Anti-Em/GP™

Bas anti-embolie à compression graduée




Prévention de  
la thromboembolie

# Anti-Em/GP™

## Bas anti-embolie à compression graduée

### Information de mesure et de commande

1. Pour le modèle au genou, mesurez la circonférence du mollet et la longueur du talon à l'articulation du genou.
2. Pour les modèles à la cuisse et à la taille, mesurez la circonférence du mollet et de la cuisse et la longueur du talon au pli fessier.



	Couleur aux orteils			Couleur de la bande supérieure		
	Taille	Circonférence du mollet	Circonférence de la cuisse	Taille	Longueur	Code
<b>Bas au genou</b>  <b>Fibres contenues :</b> 85 % Nylon 15 % Élasthanne  12 paires et 6 rubans à mesurer dans chaque boîte	Petit	23-30 cm	-	Petit régulier	36-43 cm	111402
				Petit long	43-51 cm	111403
	Moyen	30-38 cm	-	Moyen régulier	36-43 cm	111406
				Moyen long	43-51 cm	111407
	Grand	38-44 cm	-	Grand régulier	36-43 cm	111410
			Grand long	43-51 cm	111411	
			Très grand régulier	36-43 cm	111414	
			Très grand long	43-51 cm	111415	
<b>Bas à la cuisse</b>  <b>Fibres contenues :</b> 79 % Nylon 17 % Élasthanne  6 paires et 3 rubans à mesurer dans chaque boîte	Petit	23-30 cm	41-74 cm	Petit court	64-74 cm	111450
				Petit régulier	74-84 cm	111451
				Petit long	84-97 cm	111452
	Moyen	30-38 cm	41-74 cm	Moyen court	64-74 cm	111454
				Moyen régulier	74-84 cm	111455
				Moyen long	84-97 cm	111456
	Grand	38-46 cm	41-74 cm	Grand court	64-74 cm	111458
				Grand régulier	74-84 cm	111459
				Grand long	84-97 cm	111460
	Très grand	46-51 cm	61-79 cm	Très grand régulier	74-84 cm	111462
				Très grand long	84-97 cm	111463
				Très grand 2X régulier	64-81 cm	111464
	Très très grand	46-53 cm	81-90 cm	Très grand 2X long	81-97 cm	111465
<b>Bas à la taille</b>  <b>Fibres contenues :</b> 39 % Nylon 60 % Élasthanne 1 % Polyestère  6 paires et 3 rubans à mesurer dans chaque boîte	Petit	23-30 cm	41-81 cm	Petit régulier	74-84 cm	111625
				Petit long	84-97 cm	111626
	Moyen	30-38 cm	41-81 cm	Moyen régulier	74-84 cm	111627
				Moyen long	84-97 cm	111628
	Grand	38-46 cm	41-81 cm	Grand régulier	74-84 cm	111629
				Grand long	84-97 cm	111630

**Directives de soins :** les bas JOBST® sans coutures Anti-Em/GP™ peuvent être lavés à la machine et séchés dans la sècheuse en utilisant un faible réglage de chaleur. Ne pas utiliser de javellisant.

**REMARQUE :** pour obtenir les instructions détaillées sur l'utilisation sécuritaire de ce produit, veuillez vous référer à l'étiquette du produit et au feuillet d'instructions insérés dans l'emballage.