

Delta-Lite® Plus

Bande d'immobilisation en fibre de verre



La solution
rigide fiable

Le confort et la facilité d'application devraient aller de soi

La bande d'immobilisation Delta-Lite® Plus est conçue pour assurer un soutien rigide d'excellente qualité. Grâce à son substrat léger, mais résistant et à la formulation spéciale de sa résine, elle est devenue la solution fiable pour soigner toutes les fractures nécessitant un support résistant et durable.


Des fibres de verre légères, mais résistantes

- Plâtres rigides et durables pour une protection sans faille
- Substrats assez souples pour éviter la constriction musculaire
- Nul besoin de changement prématuré pour cause de plâtre fissuré

Excellent laminage pour soutien durable

- Laminage sécuritaire entre chaque couche pour une stabilité et un soutien durables
- Mise en charge de poids possible dès 20 minutes après la pose
- Obtention d'un plâtre léger et durable
- Stabilité visible qui inspire confiance

Laminage
sécuritaire



Soutien
renforcé

Delta-Lite® Plus

Bande d'immobilisation en fibre de verre

Un soutien renforcé et la durabilité sont des caractéristiques essentielles pour un plâtre, mais son confort et sa facilité d'application sont encore plus importants pour le patient qui le porte et la personne qui le pose. C'est pour améliorer ces propriétés que Delta-Lite® Plus ajoute encore plus d'avantages.

Résine formulée avec un surfactant glissant

- Agent surfactant de glissement qui crée une sensation similaire au plâtre de Paris durant l'application, ce qui permet un moulage anatomique précis
- Temps de pose fiable et confortable
- Malléabilité constante durant tout le temps de l'application
- Liberté de choisir les gants qui vous conviennent

Fini lisse qui rend le port plus confortable

- Évite les accrocs aux vêtements et aux draps
- Rebord de qualité supérieure pour un fini lisse et régulier
- Améliore le confort du patient et donc son adhérence au traitement



Delta-Lite® Plus

Bande d'immobilisation en fibre de verre

Qualité générale éprouvée

Lors d'une étude récente, on a demandé à 387 cliniciens américains de comparer Delta-Lite® Plus avec la bande d'immobilisation qu'ils utilisaient d'habitude. Neuf caractéristiques de base, parmi lesquelles le laminage, le degré de rigidité, la conformabilité et l'aspect lisse du fini, ont été testées. **Delta-Lite® Plus a obtenu des notes supérieures pour l'ensemble des neuf catégories et plus de 90 % des cliniciens ont jugé sa qualité générale supérieure à celle de leur bande d'immobilisation actuelle.**

Code	Dimensions	Contenu boîte
□ 7345800	2.5 cm x 1.8 m	10 rouleaux
□ 7345801	5 cm x 3.6 m	10 rouleaux
□ 7345802	7.5 cm x 3.6 m	10 rouleaux
□ 7345803	10 cm x 3.6 m	10 rouleaux
□ 7345804	12.5 cm x 3.6 m	10 rouleaux
■ 7345820	5 cm x 3.6 m	10 rouleaux
■ 7345821	7.5 cm x 3.6 m	10 rouleaux
■ 7345822	10 cm x 3.6 m	10 rouleaux
■ 7345823	12.5 cm x 3.6 m	10 rouleaux
■ 7345825	5 cm x 3.6 m	10 rouleaux
■ 7345826	7.5 cm x 3.6 m	10 rouleaux
■ 7345827	10 cm x 3.6 m	10 rouleaux
■ 7345828	12.5 cm x 3.6 m	10 rouleaux
■ 7345830	5 cm x 3.6 m	10 rouleaux
■ 7345831	5 cm x 3.6 m	10 rouleaux
■ 7345832	10 cm x 3.6 m	10 rouleaux
■ 7345835	5 cm x 3.6 m	10 rouleaux
■ 7345836	7.5 cm x 3.6 m	10 rouleaux
■ 7345837	10 cm x 3.6 m	10 rouleaux
■ 7345838	12.5 cm x 3.6 m	10 rouleaux

Code	Dimensions	Contenu boîte
■ 7345845	5 cm x 3.6 m	10 rouleaux
■ 7345846	7.5 cm x 3.6 m	10 rouleaux
■ 7345847	10 cm x 3.6 m	10 rouleaux
□ 7345850*	5 cm x 3.6 m	10 rouleaux
□ 7345851*	7.5 cm x 3.6 m	10 rouleaux
□ 7345852*	10 cm x 3.6 m	10 rouleaux
■ 7345855	5 cm x 3.6 m	10 rouleaux
■ 7345856	7.5 cm x 3.6 m	10 rouleaux
■ 7345857	10 cm x 3.6 m	10 rouleaux
■ 7345860	5 cm x 3.6 m	10 rouleaux
■ 7345861	7.5 cm x 3.6 m	10 rouleaux
■ 7345862	10 cm x 3.6 m	10 rouleaux
■ 7345865	5 cm x 3.6 m	10 rouleaux
■ 7345866	7.5 cm x 3.6 m	10 rouleaux
■ 7345867	10 cm x 3.6 m	10 rouleaux
■ 7345875	5 cm x 3.6 m	10 rouleaux
■ 7345876	7.5 cm x 3.6 m	10 rouleaux
■ 7345877	10 cm x 3.6 m	10 rouleaux

Les couleurs et les produits en stock peuvent varier. Veuillez vous reporter à l'étiquette du produit ou à la notice d'utilisation insérée dans l'emballage pour une utilisation sécuritaire de ces produits.

*La boîte de couleurs assorties contient 2 rouleaux de chaque couleur : bleu foncé, rouge, bleu pâle, mauve et rose.

L'utilisation combinée de la ouate orthopédique hydrofuge Delta-Dry® et de la bande d'immobilisation en fibre de verre Delta-Lite® Plus permet d'obtenir un plâtre entièrement résistant à l'eau, ce qui permet aux patients de prendre un bain ou une douche.

