


Champs protecteurs convexes

CenterPointLock - FlexWear

- ▶ Colerette flottante
- ▶ Code lettré



Précoupés

		Taille de la colerette	Ouverture du champ	No. de produit	Lettre	Quantité par boîte
			avec adhésif	1-1/2" (38 mm)	1/2" (13 mm)	
		1-1/2" (38 mm)	5/8" (16 mm)	3731	H	
		1-1/2" (38 mm)	3/4" (19 mm)	3732	H	
		1-3/4" (44 mm)	7/8" (22 mm)	3733	I	
		1-3/4" (44 mm)	1" (25 mm)	3734	I	
		2-1/4" (57 mm)	1-1/8" (29 mm)	3735	J	
		2-1/4" (57 mm)	1-1/4" (32 mm)	3736	J	
		2-1/4" (57 mm)	1-3/8" (35 mm)	3737	J	
		2-1/4" (57 mm)	1-1/2" (38 mm)	3738	J	
		2-3/4" (70 mm)	1-5/8" (41 mm)	3739	K	
		2-3/4" (70 mm)	1-3/4" (44 mm)	37310	K	
		2-3/4" (70 mm)	2" (51 mm)	37311	K	

Qu'est ce que la convexité?

- Il s'agit de la courbure du champ protecteur, qui entre en contact avec la peau au pourtour de la stomie.
- La convexité peut aussi servir à corriger les irrégularités, les plis ou les cicatrices autour de la stomie.
- L'utilisation de la convexité est suggérée lorsque la stomie n'effleure pas l'abdomen
- La convexité est disponible avec des champs protecteurs à découper ou précoupés.