

Capteurs Nellcor OxiMax


Capteurs SpO₂ à usage unique

- **MAX-A / MAX-AL**

Adultes >30kg
Adultes >30kg (Câble 90cm)

MAX-A
MAX-AL

Site d'application principal : index
Alternative : pouce, autre doigt, gros orteil



- **MAX-P**

Enfants 10 – 50kg

MAX-P

Site d'application principal : index
Alternative : pouce, autre doigt, gros orteil




- **MAX-I**

Nourrissons 3 – 20kg

MAX-I

Site d'application principal : gros orteil
Alternative : pouce, autre doigt



- **MAX-N**

Adultes >40kg

MAX-N

Site d'application principal : index
Alternative : pouce, autre doigt, gros orteil

Nouveau-nés <3kg

Site d'application principal : plante du pied
Alternative : paume de la main



- **SC-A - Capteur SoftCare**

Adultes >40kg

SC-A

Site d'application principal : index
Alternative : pouce, autre doigt, gros orteil

- **SC-NEO - Capteur SoftCare**

Nouveau-nés 1,5kg - 5kg

SC-NEO

Site d'application principal : plante du pied
Alternative : paume de la main

- **SC-PR - SoftCare Sensor**

Prématurés <1.5kg

SC-PR

Site d'application principal : plante du pied
Alternative : paume de la main



Capteurs Nellcor OxiMax

Capteurs SpO₂ à usage unique

■ **MAX-FAST**

Adultes / Enfants >10kg

Site d'application : front

(Compatible avec technologie OxiMax uniquement)

MAX-FAST



■ **MAX-R**

Adultes >50kg

Site d'application: arête du nez

MAX-R



Distribué par :

Leuag

Technik für Medizin und Wissenschaft
La Technique pour la Médecine et la Science

Leuag AG

Industriestrasse 21

CH-6055 Alpnach Dorf

Tel. +41 (0)41 618 81 00

Fax +41 (0)41 618 81 01

E-Mail: info@leuag.ch

Leuag SA

Chemin du Frut

CH-1071 Chexbres

Tél. +41 (0)21 946 43 00

Fax +41 (0)21 946 43 09

www.leuag.ch

Capteurs Nellcor OxiMax

Capteurs SpO₂ réutilisables

- **Durasensor** DS-100A
Adultes >40kg
Site d'application principal : index
Alternative : autre doigt



- **Dura-Y** D-YS
Du nouveau-né à l'adulte dès 1kg
Capteur multisite, fixation avec clip, bande adhésive ou bande velcro
Site d'application principal pour
Nouveau-nés : plante du pied
Nourrissons : gros orteil
Enfants/ Adultes : index




- **Oxiband P/I** OXI-P/I
Nourrissons 3 – 20kg / Enfants 15 – 40kg
Fixation avec bande adhésive ou bande velcro
Site d'application principal pour
Nourrissons : gros orteil
Enfants : index



- **Oxiband A/N** OXI-A/N
Nouveau-nés <3kg / Adultes >40kg
Fixation avec bande adhésive ou bande velcro
Site d'application principal pour
Nouveau-nés: plante du pied
Adultes : index



- **Clip pour Dura-Y à l'oreille** D-YSE
Enfants / Adultes >30kg
Clip pour application du Dura-Y à l'oreille



- **Pediatric Spot-Check** D-YSPD
Nourrissons / Enfants 3 – 40kg
Pince pédiatrique pour application du Dura-Y sur le doigt




Capteur Nellcor OxiMax

Capteurs SpO₂ réutilisables

■ Bande adhésive blanche

Nourrissons / Enfants 3 – 40kg Bande adhésive pour Dura-Y et Oxiband P/I	FOAM-P/I
Nouveau-nés <3kg / Adultes >40kg Bande adhésive pour Dura-Y et Oxiband A/N	FOAM-A/N




■ Bande adhésive brune

Nourrissons / Enfants 3 – 40kg Bande adhésive pour Dura-Y et Oxiband P/I	ADH-P/I
Nouveau-nés <3kg / Adultes >40kg Bande adhésive pour Dura-Y et Oxiband A/N	ADH-A/N



■ Bande de fixation velcro

Du nouveau-né à l'adulte dès 1kg Bande velcro pour Dura-Y, Oxiband P/I et Oxiband A/N	POSEY
--	-------



Distribué par :

Leuag

Technik für Medizin und Wissenschaft
La Technique pour la Médecine et la Science

Leuag AG
Industriestrasse 21
CH-6055 Alpnach Dorf
Tel. +41 (0)41 618 81 00
Fax +41 (0)41 618 81 01
E-Mail: info@leuag.ch

Leuag SA
Chemin du Frut
CH-1071 Chexbres
Tél. +41 (0)21 946 43 00
Fax +41 (0)21 946 43 09
www.leuag.ch