

# QUICKVUE®

One-Step hCG  
Urine and Combo TEST

## Deux tests simples et fiables pour une détection précoce de la grossesse

### Diagnostic rapide

- Résultats en 5 minutes (sérum), 3 minutes (urine).
- Un résultat positif peut se voir plus rapidement.

### Excellente performance

- > 99% de sensibilité ; spécificité ; précision.
- Sensibilité égale à 25 mUI/ml dans les urines.

### Pratique

- Stockage à température ambiante.
- Durée de conservation : 18 mois.

### Facile d'emploi

- Procédé simple en une étape, utilisant seulement 3 gouttes d'échantillon.
- Résultat positif ou négatif (+ ou -) à 2 couleurs pour lire et interpréter facilement les résultats.

### Fiable

- Dosage très sensible comportant des contrôles intégrés.

### Reproductibilité de lot à lot

- Fabrication dans un environnement hautement contrôlé et surveillé.



**QUIDEL®**

Pour plus d'information sur les kits QuickVue One-Step hCG Urine and Combo, visitez notre site web [quidel.com](http://quidel.com) ou appelez votre distributeur local.

Quidel Corporation • Siège mondial • 10165 McKellar Court • San Diego, CA 92121 USA • [quidel.com](http://quidel.com)

## Test Combo :

Urine 3

Sérum 5

+	-	Ø
<p>hCG COMBO</p>	<p>hCG COMBO</p>	<p>hCG COMBO</p>
<p>hCG COMBO</p>	<p>hCG COMBO</p>	<p>hCG COMBO</p>

## Test Urine :

3

+	-	Ø
<p>hCG URINE</p>	<p>hCG URINE</p>	<p>hCG URINE</p>
<p>hCG URINE</p>	<p>hCG URINE</p>	<p>hCG URINE</p>

Pour commander : appelez votre distributeur local.

QuickVue hCG Urine –  
Kit de 25 tests :  
Catalogue N° 20109

QuickVue hCG Combo –  
Kit de 50 tests :  
Catalogue N° 20110

Set de Contrôle hCG (Urine):  
Catalogue N°00272

Set de Contrôle hCG (Sérum) :  
Catalogue N° 00281



# QUIDEL®

Pour plus d'information sur les kits QuickVue One-Step hCG Urine and Combo, visitez notre site web [quidel.com](http://quidel.com) ou appelez votre distributeur local.

Quidel Corporation • Siège mondial • 10165 McKellar Court • San Diego, CA 92121 USA • [quidel.com](http://quidel.com)

Information distributeur :



Technopolis - Bât 3  
17 Avenue du Parc  
91380 Chilly-Marazain - France

Phone: (+33) 1 69 79 64 80  
Fax: (+33) 1 69 79 05 35  
Website: [www.ingen.fr](http://www.ingen.fr)  
Email: [ingen@ingenbiosciences.com](mailto:ingen@ingenbiosciences.com)