



ACCESSOIRES

LIFEPAK[®] 20

DEFIBRILLATEUR/MONITEUR



OPTIONS D'ALIMENTATION

pour le DEFIBRILLATEUR/MONITEUR LIFEPAK 20

Merci d'avoir choisi Physio-Control comme partenaire dans le but de vous aider à sauver des vies et améliorer les soins des patients. Vous connaissez déjà la réputation de qualité et de fiabilité de nos défibrillateurs LIFEPAK. Lorsqu'il s'agit des accessoires LIFEPAK, nous exigeons la même qualité. Dans ce catalogue vous trouverez des accessoires conçus pour répondre à vos besoins et standards de qualité. Tous les accessoires et consommables de ce catalogue sont compatibles avec le défibrillateur/moniteur LIFEPAK 20. Si vous avez des questions au sujet des accessoires ou consommables, n'hésitez pas à contacter votre représentant Physio-Control.



Batterie Interne rechargeable NiMH pour Défibrillateur/Moniteur LIFEPAK 20

Batterie 12V rechargeable Hydrure de Nickel Métal pour utilisation lorsque l'appareil n'est pas branché sur le secteur

11141-000068



Câble Secteur

Alimente le défibrillateur/moniteur LIFEPAK 20 et recharge la batterie interne. (Un inclus par appareil)

11140-000019

ACCESSOIRES DE SURVEILLANCE ECG

pour le DEFIBRILLATEUR/MONITEUR LIFEPAK 20



Câble ECG 5 brins

Connecteur à angle droit. 4-dérivations membres, plus 1 dérivation poitrine, étiquetée "V1" sur les rapports du LIFEPAK 20
11110-000067



Câble ECG 3 brins

Connecteur à angle droit. (Un inclus par appareil)
11110-000030



Boîte de papier thermique

50mm x 30m (3 rouleaux par boîte).
11240-000013

ACCESSOIRES DE THERAPIE

pour le DEFIBRILLATEUR/MONITEUR LIFEPAK 20



Palettes Dures Standard Adultes/Pédiatriques

1 paire, utilisable avec le défibrillateur/moniteur LIFEPAK 20. Les palettes Adultes se détachent pour pouvoir utiliser les palettes Pédiatriques.

11130-000038

Palettes Externes Stérilisables

1 paire, utilisable avec les défibrillateurs/moniteurs LIFEPAK 20 ou LIFEPAK 12

11134-000003



SIGNAGEL® Gel pour électrodes

A utiliser avec les palettes dures de défibrillation. Hautement conducteur. Recommandé pour l'ECG, pour la défibrillation, le biofeedback et l'EMG.

21300-005847

QUIK-COMBO® Câble de thérapie

A utiliser avec les défibrillateurs/moniteurs LIFEPAK 20 ou LIFEPAK 12. (Un inclus par appareil)

11110-000040

FAST-PATCH® Câble adaptateur

A utiliser avec le câble thérapie QUIK-COMBO pour les défibrillateurs/moniteurs LIFEPAK 20 ou LIFEPAK 12.

11110-000053



Poignées de défibrillation interne avec bouton de choc

1 paire, utilisable avec les défibrillateurs/moniteurs LIFEPAK 20 ou LIFEPAK 12

11131-000001



Palettes Internes - diamètre 2,5cm

1 paire, nécessite les poignées de défibrillation interne.

11131-000010

Palettes Internes - diamètre 6,4cm

1 paire, nécessite les poignées de défibrillation interne.

11131-000013

Palettes Internes - diamètre 3,8cm

1 paire, nécessite les poignées de défibrillation interne.

11131-000011

Palettes Internes - diamètre 8,9cm

1 paire, nécessite les poignées de défibrillation interne.

11131-000014

Palettes Internes - diamètre 5,1cm

1 paire, nécessite les poignées de défibrillation interne.

11131-000012

ELECTRODES EDGE SYSTEM™ POUR LA STIMULATION/DEFIBRILLATION/ECG AVEC LES CONNECTEURS QUIK-COMBO

Durée de stockage de 18 mois minimum au moment de la livraison par Physio-Control sauf indication spécifique.



Electrodes EDGE SYSTEM avec connecteur QUIK-COMBO

11996-000091



Electrodes pré-connectées REDI-PAK™ EDGE SYSTEM avec connecteur QUIK-COMBO

11996-000017



Electrodes EDGE SYSTEM RTS (radiotransparentes) avec connecteur QUIK-COMBO

11996-000090



Electrodes EDGE SYSTEM RTS (radiotransparentes) Pédiatriques avec connecteur QUIK-COMBO

A utiliser uniquement avec les défibrillateurs/moniteurs manuels ; 12 mois minimum de stockage possible à la livraison.

11996-000093

AUTRES ELECTRODES EDGE SYSTEM POUR LA STIMULATION/DEFIBRILLATION/ECG

Durée de stockage de 18 mois minimum au moment de la livraison

Electrodes EDGE SYSTEM avec connecteur FAST-PATCH

Doit être utilisé avec le câble adaptateur FAST-PATCH (11110-000053)

11996-000092

ACCESSOIRES DE SURVEILLANCE SpO₂

pour le DEFIBRILLATEUR/MONITEUR LIFEPAK 20

CAPTEURS ET CABLES MASIMO® SET® LNCS



Câble patient Masimo SET LNC-4 LNCS

Câble réutilisable - longueur 1,2m

11171-000024

Câble patient Masimo SET LNC-10 LNCS

Câble réutilisable - longueur 3,0m

11171-000016

Câble patient Masimo SET LNC-14 LNCS

Câble réutilisable - longueur 4,2m

11171-000025



Capteur Pédiatrique Réutilisable Masimo SET LNCS DCIP

Capteur multi-usage pour patients 10-50 kg.

11171-000018



Capteur Adulte Réutilisable Masimo SET LNCS DCI

Capteur multi-usage pour patients >30 kg

11171-000017



Capteur Adhésif Pédiatrique Masimo SET LNCS Pdtx

Capteur à usage unique pour patients 10-50 kg (20/boîte).

11171-000020



Capteur Adhésif Adulte Masimo SET LNCS Adtx

Capteur à usage unique pour patients >30 kg (20/boîte).

11171-000019

CAPTEURS ET CABLES MASIMO SET LNCS (SUITE)



Capteur Adhésif Néonatal Masimo SET LNCS Neo-L
Capteur à usage unique pour patients <3 kg ou >40 kg (20/boîte).
11171-000028



Capteur Adhésif Néonatal Masimo SET LNCS NeoPt-L
Capteur à usage unique pour patients <1 kg (20/boîte).
11171-000029



Capteur Adhésif Enfant Masimo SET LNCS Inf-L
Capteur à usage unique pour patients 3–20 kg (20/boîte).
11171-000031

CABLES ET CAPTEURS MASIMO SET LNOP



Câble patient Masimo SET PC-04 LNOP
Câble réutilisable - longueur 1,2m
11171-000006

Câble patient Masimo SET PC-08 LNOP
Câble réutilisable - longueur 2,4m
11171-000008

Câble patient Masimo SET PC-12 LNOP
Câble réutilisable - longueur 3,6m
11171-000009



Capteur Adulte Réutilisable Masimo SET LNOP DCI
Pour patients >30 kg
11171-000007



Capteur Pédiatrique Réutilisable Masimo SET LNOP DCIP
Pour patients 10-50 kg
11171-000010

ACCESSOIRES DE SURVEILLANCE SpO₂

pour le DEFIBRILLATEUR/MONITEUR LIFEPAK 20

CAPTEURS ET CABLES MASIMO SET LNOP (SUITE)



**Capteur Adhésif Adulte
Masimo SET LNOP Adt**
Capteur à usage unique pour patients
>30 kg (20/boîte).
11171-000011



**Capteur Adhésif
Pédiatrique Masimo SET
LNOP Pdt**
Capteur à usage unique pour patients
10–50 kg, (20/boîte).
11171-000012



**Capteur Adhésif Néonatal
Masimo SET LNOP Neo**
Capteur à usage unique pour patients
<10 kg (20/boîte).
11171-000013



**Capteur Adhésif Néonatal
Masimo SET LNOP Neo-Pt**
Capteur à usage unique pour patients
<1 kg (20/boîte).
11171-000014

SACOCHES DE TRANSPORT ET SUPPORTS

pour le DEFIBRILLATEUR/MONITEUR LIFEPAK 20

Sacoche de transport standard

Inclus un jeu de poches latérales droite et gauche pour ranger plus d'accessoires.

11260-000018



Poche supérieure

Pour plus de rangement à la place des palettes dures standards

11260-000020

Bandouillère pour sacoche de transport standard

Inclus les supports de fixation et les vis

11260-000019



Support de fixation rotatif

Se fixe sur le chariot d'urgence et maintient en place le défibrillateur/moniteur LIFEPAK 20

21330-000996

Sacoche latérale droite

Se fixe au défibrillateur/moniteur LIFEPAK 20 et permet de ranger différents accessoires comme le câble de thérapie QUIK-COMBO, les électrodes, et le gel

11260-000016

DOCUMENTS ET MATERIEL DE FORMATION

pour le DEFIBRILLATEUR/MONITEUR LIFEPAK 20

**Mode d'emploi en français
du défibrillateur/moniteur LIFEPAK 20**
26500-002444

**Manuel Technique en anglais sur CD-ROM
du défibrillateur/moniteur LIFEPAK 20**
26500-001212

ACCESSOIRES DE COMMUNICATION

Câble Port Série - longueur 1,8m
Liaison défibrillateur/moniteur LIFEPAK 20 à un PC
11230-000018

Câble de transfert de configuration - longueur 1,8m
Liaison défibrillateur/moniteur LIFEPAK 20 à un autre
défibrillateur/moniteur LIFEPAK 20
11230-000019



Simulateur ECG 3-dérivations QUIK-COMBO

Se connecte directement à votre défibrillateur LIFEPAK pour une formation interactive en toute sécurité. 17 rythmes ECG disponibles dont : les fibrillations, les tachycardies et les bradycardies.

11996-000310

Simulateur ECG 12-dérivations QUIK-COMBO

Se connecte directement à votre défibrillateur LIFEPAK afin de simuler une cardioversion et un rythme cardiaque en toute sécurité. Simule des fibrillations, tachycardies, et bradycardies, mais également des anomalies du segment ST et de l'onde T. Remarque : Tous les appareils LIFEPAK ne disposent pas de l'option ECG 12-Dérivations.

11996-000311



Electrodes de formation

A utiliser avec les simulateurs QUIK-COMBO. Permet aux utilisateurs de s'entraîner à bien positionner les électrodes de défibrillation. Inclus un mode d'emploi et cinq (5) paires d'électrodes de formation réutilisables.

11250-000052



Testeur de défibrillation avec palettes dures

Teste l'énergie délivrée à travers les palettes dures standard. Des néons lumineux indiquent que l'énergie a été délivrée.

11998-000060

Electrodes de formation de remplacement

Inclus cinq (5) paires d'électrodes de formation réutilisables. Partie adhésive de l'électrode uniquement.

11101-000003

Testeur de câble thérapie QUIK-COMBO

Teste l'intégrité du câble thérapie QUIK-COMBO.

21330-001367

Fiche Test QUIK-COMBO

Fiche test qui se connecte au câble de thérapie QUIK-COMBO pour tester son intégrité.

11113-000002



Pour de plus amples informations, contacter Physio-Control ou visiter le site web www.physio-control.com

**PHYSIO
CONTROL**

HEADQUARTERS / MANUFACTURING

Physio-Control, Inc.

11811 Willows Road NE
P. O. Box 97006
Redmond, WA 98073-9706 USA
Tel. 425 867 4000
Fax. 425 867 4121
www.physio-control.com

SALES OFFICES

Europe

Medtronic International Trading
Sàrl
Case postale 84
Route du Molliou 31
CH-1131 Tolochenaz
www.medtronic.com
Tél. +41 (0)21 802 70 00
Fax. +41 (0)21 802 79 00

France

Medtronic France S.A.S.
122, avenue du Général Leclerc
FR-92514 Boulogne-
Billancourt Cedex
www.medtronic.fr
Tél. +33 (0)1 55 38 17 00
Fax. +33 (0)1 55 38 18 00

Belgique

Medtronic Belgium S.A.
Avenue du Bourgmestre
Etienne Demunter 5
BE-1090 Bruxelles
www.medtronic.be
Tél. +32 (0)2 456 09 00
Fax. +32 (0)2 460 26 67

Suisse

Medtronic (Schweiz) AG
Talstrasse 9
Postfach 449
CH-3053 Münchenbuchsee
www.medtronic.ch
Tél. +41 (0)31 868 01 00
Fax. +41 (0)31 868 01 99

Canada

Medtronic du Canada
6733 Kitimat Road
Mississauga, ON
L5N 1W3
Tél. 888 879 0977
Fax. 416 430 6115

©2010 Physio-Control, Inc. Redmond WA 98052. Tous droits réservés. Tous les noms cités ici sont marques commerciales ou déposées par leur propriétaire respectif. Des modifications sont susceptibles d'être effectuées sans préavis. Tous les produits ne sont pas disponibles en dehors des Etats-Unis. Merci de consulter votre mode d'emploi LIFEPAK ou la Déclaration de Conformité au marquage CE pour obtenir la liste des accessoires disponibles dans votre région.

GDR 3301814_B