



LIFEPAK[®] 15

MONITEUR/DEFIBRILLATEUR

Accessoires Physio-Control

LIFEPAK[®] 15 MONITEUR/DEFIBRILLATEUR





**Merci d'avoir choisi Physio-Control
comme partenaire dans le but de vous
aider à sauver des vies et améliorer les
soins des patients.**

Vous connaissez déjà la réputation en terme de qualité et de fiabilité de nos défibrillateurs LIFEPAK. Nous exigeons de nos accessoires LIFEPAK le même niveau de qualité. Dans ce catalogue vous trouverez des accessoires conçus pour répondre à vos besoins et standards de qualité. Tous les accessoires et consommables de ce catalogue sont compatibles avec le moniteur/défibrillateur LIFEPAK 15. Si vous avez des questions à propos des accessoires ou consommables, n'hésitez pas à contacter votre représentant Physio-Control.

Surveillance de Température



Câbles adaptateur températures
11140-000079 (3m)
11140-000078 (1,5m)



Capteur Température oesophagienne
ou rectale
11996-000360 (boîte de 20)



Capteur température cutanée
11996-000359 (boîte de 20)

Accessoires de Surveillance PNI



Tube PNI
21300-007299 (3,6m)
21300-007298 (3,6m)



Brassards Réutilisables

Brassard Cuisse
> 45 cm
11160-000009

Brassard Adulte Large
32 x 42 cm réutilisable
11160-000007

Brassard Adulte
26 x 35 cm réutilisable
11160-000005

Brassard Enfant
13 x 20 cm réutilisable
11160-000003

Brassard Nourrisson
8 x 14 cm réutilisable
11160-000001



Brassards Usage Unique

Brassard Adulte Extra-Large
> 45cm usage unique
11160-000010

Brassard Adulte Large
32 x 42 cm, usage unique
11160-000008

Brassard Adulte
26 x 35 cm, usage unique
11160-000006

Brassard Enfant
13 x 20 cm, usage unique
11160-000004

Brassard Nourrisson
8x14 cm, usage unique
11160-000002



Tube PNI
Spiralé, 0,6-2,7m
21300-007300

Options d'Alimentation



Options d'Alimentation

Câble d'alimentation secteur et bac adaptateur non inclus.

11141-000115

Bac adaptateur REDI-CHARGE LIFEPAK 15

11140-000052

Câble d'alimentation secteur

11140-000019 (Europe)



Chargeur de Batterie Mobile

Fonctionne sur le secteur ou sur courant continu pour une utilisation dans les véhicules. Inclus câble d'alimentation et mode d'emploi. Pour utilisation avec le moniteur/défibrillateur LIFEPAK 15.

11577-000012



Batterie Lithium-ion, 5,7Ah

5,7Ah, 11,1 volt, rechargeable, avec indicateur de charge. Pour utilisation avec le moniteur/défibrillateur LIFEPAK 15.

21330-001176



Alimentation auxiliaire 220V

Inclus câble d'angle (câble secteur non inclus)

11140-000072

Câble d'alimentation secteur

11140-000019 (Europe)



Alimentation auxiliaire 12V

Inclus câble 12V et Câble d'angle

11140-000074

Câble 12V

11140-000084



Câble prolongateur pour alimentation auxiliaire 12 ou 220V

11140-000080



Câble d'angle ou Alimentation secteur

11140-000081

Accessoires de Surveillance ECG



ECG 12 dérivation , câble 4 brins
11111-000019 (1,5m) IEC
11111-000021 (2m) IEC



ECG 12 dérivation, câble 6 brins
dérivation précordiales
11111-000023 IEC

Serre-câble 4 brins
21300-008054 (boîte de 10)

Serre-câble 6 brins
21330-008055 (boîte de 10)



Câble ECG 3 brins
Connecteur angle droit
11110-000030 IEC



Câble ECG 5 brins
Connecteur angle droit, 4 dérivation membres
plus 1 dérivation poitrine, étiquetée "V1" sur le
rapport du LIFEPAK 15.
11110-000067 IEC



Boîte de papier thermique
100mm x 22m (2 rouleaux par boîte)
11240-000016

Accessoires de Thérapie

Palettes Dures et Gel pour Electrodes



Palettes Dures Standard

1 paire, à utiliser avec le moniteur/défibrillateur LIFEPAK 15.

11130-000062



Palettes Pédiatriques, Externes

1 couvre-palettes (2 nécessaires) ; se glisse sur les palettes adultes standard.

11133-000007



Gel pour Electrodes SIGNAGEL®

1 tube (250g) à utiliser avec les palettes dures. Hautement conducteur, électrolyte multi-usage répondant aux standards d'un gel électrode salin idéal. Recommandé pour la surveillance ECG, la défibrillation, le biofeedback et l'EMG.

21300-005847

Electrodes EDGE System™ pour la stimulation/défibrillation/ECG avec connecteur QUIK-COMBO®

Durée de stockage de 18 mois minimum au moment de la livraison par Physio-Control sauf indication spécifique.



Electrodes EDGE SYSTEM avec connecteur QUIK-COMBO

0,54m de longueur de câble

11996-000091



Electrodes EDGE SYSTEM RTS (radiotransparentes) avec connecteur QUIK-COMBO

0,54m de longueur de câble

11996-000090



Electrodes préconnectées REDI-PAK™ EDGE SYSTEM avec connecteur QUIK-COMBO

1,08m de longueur de câble

11996-000017



Electrodes EDGE SYSTEM RTS (radiotransparentes) Pédiatrique avec connecteur QUIK-COMBO

A utiliser uniquement avec les défibrillateurs/moniteurs manuels ; 12 mois minimum de stockage possible à la livraison.

0,54m de longueur de câble

11996-000093



Câble thérapie QUIK-COMBO

Câble avec connecteur TRUE-LOCK longueur de 2,4m approximativement

11113-000004

Accessoires de Surveillance SpO₂

Câbles et Capteurs Masimo M-LNCS®



Câbles Rainbow

Pour capteur M-LNCS et Rainbow

11171-000037 (1,2m)

11171-000038 (3,6m)



CAPTEURS RÉUTILISABLES

Capteurs pour patients adultes > 30 kg

11171-000046 (0,9m)

Capteurs pédiatriques pour patients de 10 à 50 kg

11171-000047 (0,9m)



M-LNCS Adulte - usage unique

Capteurs adhésif

Capteurs pour patients adultes > 30 kg

11171-000039 (boîte de 20)



M-LNCS Pédiatrique - usage unique

Capteurs adhésif

Capteurs pédiatriques pour patients de 10 à 50 kg

11171-000040 (boîte de 20)



M-LNCS Enfant - usage unique

Capteurs adhésif

Capteur enfant pour patient de 3 à 20 kg

11171-000041 (boîte de 20)



M-LNCS Néonath /Adulte - usage unique

Capteurs adhésif

Capteur neonat/adult pour patient < 3 kg ou > 40 kg

11171-000042 (boîte de 20)



M-LNCS Adulte - usage unique

Capteurs adhésif

Capteur pédiatrique néonath/ préma pour patient < 1 kg

11171-000043 (boîte de 20)

Câbles et Capteurs Masimo LNCS



CÂBLES ROUGE LNC

Pour capteurs LNCS

11996-000323 (1,2m)

11996-000324 (3m)

11996-000325 (4,2m)



Capteur adhésif Adulte LNCS

Capteur usage unique pour patients >30 kg

11171-000019



Capteur Adulte réutilisable LNCS

Pour patients >30 kg

11171-000017



Capteur adhésif pédiatrique LNCS

Capteur usage unique pour patients 10-50 kg

11171-000020



Capteur adhésif Néonatal LNCS

Capteur usage unique pour patients <3kg ou >40 kg

11171-000028



Capteur pédiatrique LNCS

Capteur réutilisable pour patients 10-50 kg

11171-000018



Capteur adhésif Enfant LNCS

Capteur usage unique pour patients 3-20 kg

11171-000031



Capteur adhésif Néonatal LNCS

Capteur usage unique pour patients <1 kg

11171-000029

Accessoires de Surveillance SpO₂

Capteurs Masimo® SET Red™ avec connexion directe



Capteur Adulte réutilisable Masimo
RED SET

11996-000331 (0,9m)

11996-000332 (3,6m)



Capteur Pédiatrique réutilisable
Masimo RED SET

11996-000333 (0,9m)

11996-000334 (3,6m)

Autres Accessoires



Câble MNC Rouge

Pour les capteurs Nellcor pour LIFEPAK 15

11996-000365 (1,2m)

11996-000366 (3m)



Protection lumière réutilisable

11171-000054



Protection lumière usage unique

11171-000055

Cables et capteurs Nellcor SpO₂

Capteurs réutilisables Nellcor



Capteur DURASENSOR Réutilisable
11996-000060

Capteur Multisite DURA-Y Réutilisable
11996-000106

**Capteur Oxiband Réutilisable Adulte/
Néonatal**

11996-000061 (50 bandes adhésives)

Bande adhésive à usage unique

11996-000048 (2 sachets de 50 bandes)

**Capteur Oxiband Réutilisable
Pédiatrique/Enfant**

11996-000062 (50 bandes adhésives)

**Disponible Adhesive
Bandage Wrap**

11996-000049 (2 sachets de 50 bandes)

Accessoires de surveillance SpO₂, SpCO, SpMet

Capteurs et Câbles Masimo® Rainbow®



Câbles prolongateurs universel

Pour capteurs M LNCS et Rainbow

11171-000037 (1,2m)

11171-000038 (3,6m)



Capteur Adulte Rainbow - Réutilisable

Patients > 30kg

11171-000049 (3,6m)



Rainbow Capteur Adhésif - Adulte - Usage Unique

Patients > 30kg

11996-000339 (boîte de 10)



Patients de < 3kg ou > 40kg

Patients 10-50kg

11996-000340 (boîte de 10)



Rainbow Capteur Adhésif - Néonatal/ Adulte - Usage Unique

Patients de < 3kg ou > 40kg

11996-000342 (boîte de 10)



Rainbow Capteur Adhésif - Enfant - Usage Unique

Patients 3-20kg

11996-000341 (boîte de 10))

Capteur Pédiatrique Rainbow - Réutilisable

Patients 10-50kg

11171-000050 (3,6m)

Capteurs Masimo® Rainbow® Connexion Directe



Capteur Adulte Réutilisable - Connexion Directe

Patients > 30kg

11996-000335 (1,2m)

11171-000032 (2,4m)

11996-000336 (3,6m)

Capteur Pédiatrique Réutilisable - Connexion Directe

Patients de 10-50kg

11996-000337 (1,2m)

11171-000033 (2,4m)

11996-000338 (3,6m)

Accessoires de surveillance de la capnographie (EtCO₂)

Lignes de prélèvement Oridion® Filterlines pour patients intubés



Ligne de prélèvement Adulte/Pédiatrique FilterLine® SET

Inclus adaptateur voies aériennes. Pour patients intubés à court terme (24h), longueur 2m.

11996-000081 (boîte de 25)



Ligne de prélèvement Adulte/Pédiatrique FilterLine H Set

Inclus adaptateur voies aériennes, pour patients intubés à long terme (72h-humidité importante) longueur 2m.

11996-000080 (boîte de 25)



Ligne de prélèvement Enfant/Néonatal FilterLine H SET

Inclus adaptateur voies aériennes, pour patients intubés à long terme (72h-humidité importante) longueur 2m.

11996-000001 (boîte de 25)

Ligne de prélèvement Adulte/Pédiatrique FilterLine SET Long

Inclus adaptateur voies aériennes. Pour Patients intubés à court terme (24h), longueur 4,7m.

11996-000164 (boîte de 25)

Lignes de prélèvement Oridion CapnoLines pour patients non-intubés



Ligne de prélèvement Adulte/intermédiaire avec délivrance d'O₂ Smart CapnoLine® Plus

Pour patients > 20 kg, longueur cannule nasale (4,2m) pour délivrance O₂ et prélèvement CO₂ via la bouche ou le nez, durée d'utilisation typique 12h.

11996-000163 (boîte de 25)



Ligne de prélèvement Pédiatrique avec délivrance d'O₂ Smart CapnoLine

Pour patients < 20 kg, délivrance O₂ et prélèvement CO₂ via la bouche ou le nez, durée d'utilisation typique 12h.

11996-000128 (boîte de 25)



Ligne de prélèvement Pédiatrique Smart CapnoLine

Pour patients < 20 kg, prélèvement CO₂ via la bouche ou le nez, durée d'utilisation typique 12h.

11996-000120 (boîte de 25)

Ligne de prélèvement Adulte/Intermédiaire Smart CapnoLine Plus

Pour patients > 20 kg, prélèvement CO₂ via la bouche ou le nez, durée d'utilisation typique 12h.

11996-000162 (boîte de 25)

Sacoches de Transport et Accessoires de Communication



Sacoche de Transport Standard

Inclus poches droite et gauche
11577-000002



Support de Fixation Ambulances

Permet de fixer en toute sécurité le moniteur/
defibrillateur LIFEPAK 15 ou 12 dans une
ambulance.
11996-000345

Poche Supérieure

Rangement pour capteurs et électrodes.
11260-000028

Poche Arrière

Idéale pour plus de rangement.
11260-000039



Câble de liaison serie

pour connecter le moniteur/défibrillateur
LIFEPAK 25 ou 12 à un PC.
11230-000020



Câble de liaison port USB

pour connecter un moniteur/défibrillateur
LIFEPAK 15 ou 12 à un PC.
11996-000288

Matériels de Formation, Testeurs et Divers



Simulateur QUIK-COMBO 12-dérivations

Se connecte directement à votre défibrillateur LIFEPAK afin de simuler une cardioversion et un rythme cardiaque en toute sécurité. Simule des fibrillations, tachycardies, et bradycardies mais également des anomalies du segment ST et de l'onde T.

11996-000311

Simulateur QUIK-COMBO 3-dérivations

Se connecte directement à votre défibrillateur LIFEPAK pour une formation interactive en toute sécurité. 17 rythmes ECG disponibles dont : fibrillations, tachycardies et bradycardies.

11996-000310



Testeur de câble thérapie QUIK-COMBO

Teste l'intégrité du câble thérapie QUIK-COMBO.

21330-001367 (Anglais, Allemand, Italien, Français, Hollandais, Espagnol)



Electrodes de formation

A utiliser avec les simulateurs QUIK-COMBO. Permet aux utilisateurs de s'entraîner à bien positionner les électrodes de défibrillation. Inclus un mode d'emploi et cinq paires d'électrodes de formation réutilisables.

11250-000052 (5 paires)

Electrodes de formation de remplacement

Partie adhésive de l'électrode uniquement..

11101-000003 (5 paires)



testeur de défibrillation avec palettes dures

Teste l'énergie délivrée à travers les palettes dures standard. Des néons lumineux indiquent que l'énergie a été délivrée.

11998-000060

Vidéo de mise en service :

Moniteur/Défibrillateur LIFEPAK 15

DVD en anglais

21330-001357

Mode d'emploi :

Moniteur/Défibrillateur LIFEPAK 15

26500-002992

Mode d'emploi :

Chargeurs de Batterie Stationnaire et Mobile

26500-002948



Physio-Control Headquarters

11811 Willows Road NE
Redmond, WA 98052
www.physio-control.com

Customer Support

P. O. Box 97006
Redmond, WA 98073
Toll free 800 442 1142
Fax 800 426 8049

Physio-Control Europe

Keizersgracht 125-127,
1015 C.J. Amsterdam, NL
www.physio-control.nl
Tel +31 (0)20 7070560
Fax +31 (0)20 3301194

Physio-Control France

13 rue Camille Desmoulins
92130 Issy les Moulineaux
Tel 01 70 36 86 98
Fax 01 58 04 27 29
www.physio-control.fr

Physio-Control Canada

Physio-Control Canada Sales, Ltd.
7111 Syntex Drive, 3rd Floor
Mississauga, ON
L5N 8C3
Canada
Toll free 800 895 5896
Fax 866 430 6115

Pour de plus amples informations, contactez Physio-Control ou visitez le site web www.physio-control.com