



Rubans et adhésifs médicaux Kendall<sup>MC</sup>  
Choix et qualité



Nous offrons tout ce dont vous avez besoin :

performance, sélection et valeur.

La gamme de rubans et d'adhésifs médicaux Kendall<sup>MC</sup> est la solution idéale pour fournir des soins de qualité aux patients. Chaque produit a été conçu de manière à ce que le ruban de fond et les caractéristiques adhésives répondent aux exigences de techniques et d'applications bien précises. L'utilisation du bon produit pour la bonne application est essentielle à l'atteinte de résultats thérapeutiques positifs. Nous sommes donc fiers de vous proposer notre gamme complète de rubans et d'adhésifs.



## Ruban en plastique transparent Kendall<sup>MC</sup>

- Ruban en plastique transparent, sans latex et hypoallergénique
- Procure une barrière contre les liquides externes et la contamination
- Offre une adhésion efficace
- Facile à retirer, même avec des gants
- Idéal pour fixer les tubulures et les pansements nécessitant une surveillance



## Ruban en tissu Kendall<sup>MC</sup>

- Ruban en tissu de polyester doux, hypoallergénique et sans latex qui adhère fermement, mais doucement à la peau
- Hautement adaptable, confortable, poreux et perméable à l'air
- S'étire en cas de tuméfaction et pour favoriser les mouvements
- Facile à manipuler, avec ou sans gants
- Ruban qui ne colle pas à lui-même et dont les bords ne se retroussent pas



## Bandages cohésifs Kendall<sup>MC</sup>

- Bandage autoadhérent fabriqué de matériau non tissé et de fibres élastiques lui donnant son élasticité
- Bandage élastique qui contient un matériau cohésif lui permettant d'adhérer à lui-même, sans adhérer aux autres matériaux ni à la peau
- Offert dans une variété de largeurs et de couleurs

## CARACTÉRISTIQUES

- Se découpe avec netteté dans la largeur et la longueur, en ligne droite
- Convient à des techniques et applications précises (p. ex., fixation des lignes intraveineuses)
- Poreux
- Excellente adhésion à la peau et aux tubulures
- Transparent, permettant une visualisation de la peau
- Hypoallergénique et sans latex

- Rouleaux faciles à couper
- Doux et perméable à l'air pour maintenir l'intégrité de la peau
- Sans latex et hypoallergénique pour les patients sensibles
- Excellente extensibilité (largeur, longueur, diagonale); s'adapte en cas de tuméfaction et de mouvements modérés
- Facile à manipuler : aucun retroussement ni autoadhésion
- Sans pellicule papier pour une utilisation plus économique et plus efficace

- Adhère à lui-même; nul besoin d'adhésif, d'épingle ni de pince, pour une application rapide et facile
- Non glissant; nul besoin d'ajustements fréquents
- Confortable pour les patients
- Léger, poreux
- Protège les pansements primaires
- Permet d'ajuster la pression au moment de l'application

## APPLICATIONS

- Pour fixer les tubulures (p. ex., lignes intraveineuses, tubulures d'oxygène, cathéters)
- Lorsque le ruban doit être d'une longueur ou d'une largeur particulière
- Pour fixer les pansements

- Pour fixer les pansements et les sacs pour stomie à la peau fragile
- Idéal lorsque l'utilisation répétée du ruban est requise
- Pour ancrer les pansements postopératoires
- Utilisé comme pellicule pour recouvrir les pansements de gaze
- Pour fixer les pansements sur les régions où il peut y avoir étirement de la peau (p. ex., œdème, distension, formation d'hématome ou mouvement)

- Bandage pour attelles
- Pansement compressif
- Bandage pour botte d'Unna
- Aide à maintenir d'autres pansements en place
- Pour maintenir en place les lignes intraveineuses, les champs opératoires stériles et autres dispositifs
- Bandage postopératoire pour les jambes



### Ruban en papier Kendall<sup>MC</sup>

- Idéal pour une application répétée sur la peau sensible et fragile et celle des patients âgés
- Hypoallergénique, perméable à l'air et doux pour la peau
- Résidu d'adhésif minimal au retrait



### Ruban en soie Kendall<sup>MC</sup>

- Le ruban le plus robuste, le plus adhérent et le plus économique
- Idéal pour fixer les pansements réguliers et encombrants et les tubulures, et à des fins d'immobilisation



### Ruban poreux standard Kendall<sup>MC</sup>

- Ruban robuste et facile à couper
- Utilisé pour maintenir les dispositifs médicaux en place et procurer une légère immobilisation
- Grande adhésion initiale
- Économique et facile à utiliser
- Se coupe aisément dans le sens de la longueur et de la largeur



### Ruban imperméable Kendall<sup>MC</sup>

- Ruban de fond en tissu avec une résistance élevée à la rupture pour empêcher l'humidité de pénétrer la peau ou le pansement
- Ruban adhésif procurant une fixation durable

- Doux pour la peau et confortable
- Propre, facile à couper manuellement
- Facile à manipuler avec des gants
- Sans latex et hypoallergénique

- Résistance élevée à la rupture
- Adaptable et facile à couper manuellement
- Hypoallergénique et sans latex

- Grande adhésion initiale pour un positionnement solide
- Ruban de fond robuste pour une durabilité accrue
- Excellente adhésion dans des conditions humides et sèches
- Hautement robuste et durable
- Se coupe dans le sens de la longueur et de la largeur pour obtenir une variété de dimensions
- Polyvalent et à l'épreuve de l'eau

- Imperméable et résistant à huile
- Ruban sur lequel il est facile d'écrire
- Enduit imperméable
- Grande capacité de fixation, mais se coupe aisément

- Pour une application sur la peau fragile et à risque
- Pour fixer les tubulures légères
- Lorsqu'une application répétée est requise
- Pour fixer les pansements légers

- Lorsqu'une adhésion efficace est essentielle
- Pour fixer les tubulures et les dispositifs
- Pour immobiliser les articulations et les membres

- Pour fixer les tubulures et les dispositifs
- Pour positionner les membres
- Pour immobiliser les doigts et les orteils
- Pour stabiliser les attelles de doigts
- Pour ancrer les pansements encombrants

- À usage général
- Pour soins en consultation externe
- S'emploie avec des bandes pour pansement, plâtres avec fenêtre, sacs pour stomie; sert à protéger les pansements

## Pour commander

Code de produit	Description	Emballage	Caisse
<b>Ruban transparent Kendall<sup>MC</sup></b>			
8533C	Ruban transp. hypoallergénique Kendall 0,5 po X 10 verges	24 rouleaux/boîte, 10 boîtes/caisse	240
8534C	Ruban transp. hypoallergénique Kendall 1 po X 10 verges	12 rouleaux/boîte, 10 boîtes/caisse	120
8535C	Ruban transp. hypoallergénique Kendall 2 po X 10 verges	6 rouleaux/boîte, 10 boîtes/caisse	60
8536C	Ruban transp. hypoallergénique Kendall 3 po X 10 verges	4 rouleaux/boîte, 10 boîtes/caisse	40
<b>Ruban en tissu Kendall<sup>MC</sup></b>			
9411C	Ruban en tissu hypoallergénique Kendall 1 po X 10 verges	2 rouleaux/emballage, 12 emb./caisse	24
9412C	Ruban en tissu hypoallergénique Kendall 2 po X 10 verges	1 rouleau/chacun, 12 rouleaux/caisse	12
9413C	Ruban en tissu hypoallergénique Kendall 3 po X 10 verges	1 rouleau/chacun, 12 rouleaux/caisse	12
9414C	Ruban en tissu hypoallergénique Kendall 4 po X 10 verges	1 rouleau/chacun, 12 rouleaux/caisse	12
<b>Bandages cohésifs Kendall<sup>MC</sup></b>			
4581C	Bandages cohésifs Kendall, beige 1 po X 5 verges	1 rouleau/chacun, 30 rouleaux/caisse	30
4581BC	Bandages cohésifs Kendall, bleu 1 po X 5 verges	1 rouleau/chacun, 30 rouleaux/caisse	30
4582C	Bandages cohésifs Kendall, beige 2 po X 5 verges	1 rouleau/chacun, 36 rouleaux/caisse	36
4582BC	Bandages cohésifs Kendall, bleu 2 po X 5 verges	1 rouleau/chacun, 36 rouleaux/caisse	36
4583C	Bandages cohésifs Kendall, beige 3 po X 5 verges	1 rouleau/chacun, 24 rouleaux/caisse	24
4583BC	Bandages cohésifs Kendall, bleu 3 po X 5 verges	1 rouleau/chacun, 24 rouleaux/caisse	24
4584C	Bandages cohésifs Kendall, beige 4 po X 5 verges	1 rouleau/chacun, 18 rouleaux/caisse	18
4584BC	Bandages cohésifs Kendall, bleu 4 po X 5 verges	1 rouleau/chacun, 18 rouleaux/caisse	18
4586C	Bandages cohésifs Kendall, beige 6 po X 5 verges	1 rouleau/chacun, 12 rouleaux/caisse	12
<b>Ruban en papier Kendall<sup>MC</sup></b>			
1596C	Ruban en papier hypoallerg. Kendall 0,5 po X 10 verges	24 rouleaux/boîte, 10 boîtes/caisse	240
1914C	Ruban en papier hypoallerg. Kendall 1 po X 10 verges	12 rouleaux/boîte, 10 boîtes/caisse	120
2419C	Ruban en papier hypoallerg. Kendall 2 po X 10 verges	6 rouleaux/boîte, 10 boîtes/caisse	60
3394C	Ruban en papier hypoallerg. Kendall 3 po X 10 verges	4 rouleaux/boîte, 10 boîtes/caisse	40
<b>Ruban en soie Kendall<sup>MC</sup></b>			
7137C	Ruban en soie hypoallerg. Kendall 0,5 po X 10 verges	24 rouleaux/boîte, 10 boîtes/caisse	240
7138C	Ruban en soie hypoallerg. Kendall 1 po X 10 verges	12 rouleaux/boîte, 10 boîtes/caisse	120
7139C	Ruban en soie hypoallerg. Kendall 2 po X 10 verges	6 rouleaux/boîte, 10 boîtes/caisse	60
7140C	Ruban en soie hypoallerg. Kendall 3 po X 10 verges	4 rouleaux/boîte, 10 boîtes/caisse	40
<b>Ruban poreux standard Kendall<sup>MC</sup></b>			
2304C	Ruban poreux standard Kendall 0,5 po X 10 verges	24 rouleaux/boîte, 10 boîtes/caisse	288
2531C	Ruban poreux standard Kendall 1 po X 10 verges	12 rouleaux/boîte, 10 boîtes/caisse	144
3027C	Ruban poreux standard Kendall 1,5 po X 10 verges	8 rouleaux/boîte, 12 boîtes/caisse	96
6613C	Ruban poreux standard Kendall 2 po X 10 verges	6 rouleaux/boîte, 10 boîtes/caisse	72
7046C	Ruban poreux standard Kendall 3 po X 10 verges	4 rouleaux/boîte, 10 boîtes/caisse	48
<b>Ruban imperméable Kendall<sup>MC</sup></b>			
3063C	Ruban imperméable Kendall 0,5 po X 10 verges	24 rouleaux/boîte, 12 boîtes/caisse	288
3142C	Ruban imperméable Kendall 1 po X 10 verges	12 rouleaux/boîte, 12 boîtes/caisse	144
3267C	Ruban imperméable Kendall 2 po X 10 verges	6 rouleaux/boîte, 12 boîtes/caisse	72
3354C	Ruban imperméable Kendall 3 po X 10 verges	4 rouleaux/boîte, 12 boîtes/caisse	48

COVIDIEN, COVIDIEN et son logo et le logo de Covidien sont des marques déposées américaines et internationales de Covidien AG. Toutes les autres marques sont des marques de commerce d'une compagnie de Covidien. © 2012 Covidien.



Licence de Santé Canada détenue par Covidien Ilc.  
Fabriqué par : Covidien Ilc, 15 Hampshire Street, Mansfield, MA, É.-U., 02048

CDN-P00168-F Rev. 2012/12