

## Têtières en Polytissu

### Codes articles

Code article	Description
3014	Blanc (10 po x 10 po)
3015	Bleu (10 po x 10 po)
3016	Vieux rose (10 po x 10 po)
3017	Blanc (10 po x 13 po)
3018	Bleu (10 po x 13 po)
3019	Vieux rose (10 po x 13 po)
3020	Lavande (10 po x 10 po)
3021	Lavande (10 po x 13 po)



### Utilisation prévue

La têtière se fixe sur la partie supérieure du dossier du fauteuil dentaire afin de garder le fauteuil hygiénique et sec. La couche de papier imperméable protège le patient de la contamination croisée.

### Composition

Couche tissu : papier à pli unique  
Couche polyfilm : pellicule de polyéthylène

### Mesures

Articles	Longueur externe	Largeur interne
3014, 3015, 3016, 3020, 3014-ARC, 272sd01	25,5 cm (10 po)	25,5 cm (10 po)
3017, 3018, 3019, 3021, 3017-ARC, 272sd02	25,5 cm (10 po)	33 cm (13 po)

### Emballage

500 têtières/caisse

### Pays d'origine

China

### Conditions de stockage

Conserver dans un endroit frais et sec