



## Choisissez le stéthoscope qui vous aidera à obtenir les meilleurs résultats.

Les stéthoscopes Littmann<sup>MD</sup> 3M<sup>MC</sup> offrent un rendement acoustique remarquable, une qualité supérieure constante et une valeur exceptionnelle. Presque tous les stéthoscopes Littmann sont dotés de la technologie des membranes réglables, une invention de 3M qui vous permet d'entendre des bruits de différentes fréquences sans avoir à retourner ou à repositionner le pavillon.

## Faites l'expérience de la puissance de la technologie des membranes réglables.



**LÉGÈRE PRESSION :**  
Tenir le pavillon en exerçant une légère pression pour entendre les basses fréquences.



**PRESSION FERME :**  
Appuyer sur le pavillon un peu plus fermement pour entendre les hautes fréquences.

Léger		Classique			Cardiologie		Électronique		
6	Idéaux pour prendre la tension artérielle et réaliser un examen limité des patients.	7-8	Des outils cliniques infatigables et fiables pour effectuer l'examen physique et le suivi de vos patients, un long quart de travail après l'autre.		9-10	Conçus pour répondre aux besoins des cliniciens exigeants. Offrent une sensibilité acoustique remarquable pour vous aider à effectuer des auscultations diagnostiques détaillées.		Plus de 10	Auscultation de grand rendement. Entendez mieux ce que vous avez besoin d'entendre grâce aux caractéristiques d'amplification, à la réduction du bruit ambiant et à la connectivité offerte en option.
Rendement acoustique		Rendement acoustique			Rendement acoustique			Rendement acoustique	
Stéthoscope léger II É.S.	Stéthoscope « Select »	Stéthoscope de pédiatrie et pour nourrissons classique II	Stéthoscope classique III <sup>MC</sup>	Stéthoscope « Master » classique II <sup>MC</sup>	Stéthoscope de cardiologie IV <sup>MC</sup>	Stéthoscope de cardiologie « Master » <sup>MC</sup>	Stéthoscope électronique 3100	Stéthoscope électronique 3200	

Pavillon à double face	Pavillon à simple face	Pavillon à double face	Pavillon à double face	Pavillon à simple face	Pavillon à double face	Pavillon à simple face	185 g	Technologie sans fil Bluetooth <sup>MD</sup>
118 g	120 g	105, 95 g	150 g	160 g	167, 177 g	175, 185 g	Garantie de 2 ans	Enregistrement et lecture
Membrane réglable	Membrane réglable	Garantie de 3 ans	Doté d'une membrane réglable de chaque côté du pavillon	Membrane réglable	Offert en modèles de 56 cm (22 po) et 69 cm (27 po)	Offert en modèles de 56 cm (22 po) et 69 cm (27 po)	Pavillon : 5,1 cm (2 po)	185 g
Garantie de 2 ans	Garantie de 2 ans	Pavillon : Pédiatrique 3,3 cm (1,31 po) Nourrisson 2,5 cm (1,0 po)	Cloche ouverte pouvant être convertie	Garantie de 3 ans	Doté d'une membrane réglable de chaque côté du pavillon	Membrane réglable		Garantie de 2 ans
Pavillon : 5,4 cm (2,12 po)	Pavillon : 4,4 cm (1,75 po)	2,7 cm (1,06 po) 1,9 cm (0,75 po)	Garantie de 5 ans	Pavillon : 4,4 cm (1,75 po)	Tube à deux lumières	Tube à deux lumières		Pavillon : 5,1 cm (2 po)
			Pavillon : Côté pour les adultes 4,3 cm (1,7 po) Côté pédiatrique 3,3 cm (1,3 po)		Garantie de 7 ans	Garantie de 7 ans		
					Pavillon : Côté pour les adultes 4,3 cm (1,7 po) Côté pédiatrique 3,3 cm (1,3 po)	Pavillon : 5,1 cm (2,0 po)		




# Renseignements pour commander et guide des couleurs de tubes pour stéthoscopes Littmann<sup>MD</sup> 3M<sup>MC</sup>



		Noir	Bourgogne	Bleu marine	Vert forêt	Prune	Chocolat	Gris	Bleu ciel	Violet	Framboise	Bleu des Caraïbes	Orange	Rouge	Lilas	Rose perlé	Vert olive foncé	Grès	Lavande	Turquoise	Citron-limette	Vert lime	Émeraude	Rose
<b>Modèle 3200</b>	69 cm (27 po)	3200BK27	3200BU	3200NB																				
<b>Modèle 3100</b>	69 cm (27 po)	3100BK27	3100BU	3100NB																				
<b>Stéthoscope de cardiologie « Master »<sup>MC</sup></b>	56 cm (22 po)	2159																						
	69 cm (27 po)	2160 2161 <sup>1</sup> 2175 <sup>2</sup> 2176 <sup>4</sup>	2163	2164	2165 2183 <sup>2</sup>	2167											2182 <sup>4</sup>							
<b>Stéthoscope de cardiologie IV<sup>MC</sup></b>	56 cm (22 po)	6151																						
	69 cm (27 po)	6152 6162 <sup>3</sup> 6163 <sup>7</sup> 6164 <sup>9</sup> 6165 <sup>10</sup> 6177 <sup>11</sup> 6179 <sup>12</sup>	6153 6170 <sup>11</sup>	6154 6168 <sup>7</sup>	6155	6156 6166 <sup>8</sup>					6158 6178 <sup>8</sup>	6157 6169 <sup>11</sup>								6171 <sup>9</sup>				6161
<b>Stéthoscope « Master » classique II<sup>MC</sup></b>	69 cm (27 po)	2144L 2141 <sup>1</sup>	2146	2147	2632				2633	2143		2630						2636 <sup>1</sup>						
<b>Stéthoscope classique III<sup>MC</sup></b>	69 cm (27 po)	5620 5803 <sup>1</sup> 5811 <sup>4</sup>	5627	5622	5624	5831	5809 <sup>3</sup>	5621	5630		5626 5806 <sup>5</sup>	5623 5807 <sup>5</sup>	5629			5633	5812 <sup>4</sup>		5832	5835	5839	5829	5840	5639
<b>Stéthoscope de pédiatrie classique II</b>	71 cm (28 po)	2113		2123							2122	2119 2153 <sup>5</sup>		2113R										
<b>Stéthoscope pour nourrissons classique II</b>	71 cm (28 po)	2114									2125 2157 <sup>5</sup>	2124		2114R										
<b>Stéthoscope « Select »</b>	71 cm (28 po)	2290	2293									2291												
<b>Stéthoscope léger II É.S.</b>	71 cm (28 po)	2450	2451									2452			2453	2456								

Des combinaisons spéciales de fini de pavillon et de tubes auriculaires sont offertes pour certains stéthoscopes Littmann<sup>®</sup> 3M<sup>MC</sup>. Voir ci-dessus pour connaître les choix de couleur des tubes auriculaires.



Les stéthoscopes pour l'enseignement 2138 et 2139, ainsi que le stéthoscope vétérinaire 1392 sont également offerts. Les couleurs illustrées sont approximatives.




Soins de santé 3M  
Produits Littmann<sup>®</sup>  
2510 Conway Avenue  
St. Paul, MN 55144-1000  
É.-U.

Soins de santé 3M  
3M Canada  
C.P. 5757  
London (Ontario) N6A 4T1  
Canada  
1800 364-3577  
www.littmann.ca

3M, Littmann, le logo L Littmann, cardiologie Master, cardiologie III, Master classique II, classique III et la forme du pavillon du stéthoscope sont des marques de commerce de 3M, utilisées sous licence au Canada. Bluetooth<sup>®</sup> est une marque déposée de Bluetooth SIG. © 2016, 3M. Tous droits réservés. 1602-04602 F

Les nouvelles éditions de couleur exclusives pour le stéthoscope de cardiologie IV<sup>MC</sup> Littmann<sup>®</sup> 3M<sup>MC</sup> comprennent des finis spéciaux pour le pavillon, les tubes auriculaires et les tiges. Voir ci-dessus pour connaître les choix de couleur des tubes auriculaires.



12 Édition champagne – pavillon au fini champagne et corps et tubes auriculaires au fini fumée.