



Électrocardiographe Welch Allyn CP 150™



Simple. Rapide. Connecté.

L'électrocardiographe CP 150 est convivial et est conçu pour améliorer le flux de travail de votre établissement.

- > Écran tactile couleur de 18 cm pour un affichage rapide et une saisie facile et précise des informations patient
- > Mise en route instantanée de l'appareil pour la réalisation d'un ECG au moment opportun
- > Prévisualiser les rapports ECG à l'écran avant d'imprimer
- > Prévisualisation d'ECG à trois, six ou douze dérivations
- > Le logiciel d'interprétation d'ECG MEANS en option pour enfants et adultes permet d'obtenir un deuxième avis
- > Le fonctionnement sur batterie facilite le transport de l'appareil près du patient
- > Stockage de 100 résultats de tests maximum sur l'appareil ou transfert sur une clé USB
- > Permet de gérer des listes de travail : saisie manuelle des informations patient en début de journée ou téléchargement des listes de travail complètes ou des informations patient individuelles à partir de la station de travail CardioPerfect



CLAVIER TACTILE


Clavier intégré à l'écran pour gagner du temps et réduire les risques d'erreurs.



VISUALISATION DU BON CONTACT DES ÉLECTRODES

Identification rapide et facile des problèmes de connexions des électrodes

WelchAllyn®



Welch Allyn CardioPerfect Workstation

Centralisez vos données cardio-pulmonaires grâce au logiciel Welch Allyn CardioPerfect® Workstation


- Gérez les informations de vos patients et les examens réalisés avec la gamme complète des appareils cardio-pulmonaires Welch Allyn
- Améliorez votre efficacité grâce à une gestion sans papier et à une connexion au système d'information de votre établissement hospitalier (SIH) via l'interface HL7
- Enregistrez, consultez, examinez, comparez et modifiez les données des examens depuis n'importe quel ordinateur du réseau
- Récupérez les dossiers en appuyant simplement sur une touche, puis consultez-les et modifiez-les directement à l'écran



Connectez, gérez et partagez les informations d'un patient

Grâce à une connexion USB ou Ethernet, vous pouvez transférer les données d'un patient du CP 150 à au logiciel Welch Allyn CardioPerfect Workstation et êtes dès lors en mesure de connecter, enregistrer et gérer vos données patient dans votre SIH.

Options de connectivité souples



Améliorez vos capacités de diagnostic grâce à la télémédecine

Grâce au CP 150, votre établissement peut fournir une assistance à des sites d'enregistrement à distance nécessitant l'avis d'un expert. Utilisez simplement la CardioPerfect Workstation pour recevoir des données de tests diagnostiques depuis différents lieux afin d'être en mesure d'apporter votre avis d'expert et de gérer de manière centralisée les informations relatives à vos patients.



Télémédecine



Plusieurs ports USB pour différentes possibilités de connexion :

- > Logiciel CardioPerfect
- > Mémoire externe
- > Lecteur de code-barres
- > Imprimante externe

ECG CP 150 Chariot mobile

- > Design attrayant et ergonomique
- > Roues adaptées à une utilisation en milieu hospitalier
- > Tablette de rangement pour papier et manuel sous l'appareil, et support bras pour boîtier ECG en option



Le modèle ici présenté dispose des roues adaptées aux hôpitaux

Choix d'accessoires : Électrodes réutilisables/jetables AHA/IEC

Langues : anglais, français, italien, allemand, espagnol, portugais, polonais, danois, néerlandais, chinois, russe, norvégien, suédois et vietnamien

Source d'alimentation : disponible avec des adaptateurs de prise compatibles avec tout type de source d'alimentation

Contactez votre représentant local Welch Allyn ou rendez-vous à l'adresse www.welchallyn.com/CP150 dès aujourd'hui pour plus d'informations.

SEBAC
Diagnostics

26 rue de la Montée
BP 70056
68720 FLAXLANDEN
Tel : +33 3 89 06 14 44
Fax : +33 3 89 06 41 99

© 2014 Welch Allyn SM3052FR RevB

www.welchallyn.com/cp150

WelchAllyn®