

# MÉDIC OPTIONS

## PRODUITS WALLCUR® PRODUCTS

**NE CONTIENT AUCUN MÉDICAMENT. SANS DANGER POUR L'ENSEIGNEMENT,  
LA PRATIQUE ET LES SIMULATIONS CLINIQUES. DOES NOT CONTAIN ANY MEDICATION.  
SAFE FOR TEACHING, PRACTICE AND CLINICAL SIMULATIONS.**

### ENSEMBLE DE CAPSULES ET COMPRIMÉS

#### PRACTI-ORAL MED PACK™

TABLETS AND CAPSULES KIT

WALLCUR WCV601MP

- » Reproduction de médicaments à administrer par voie orale
- » Pour la pratique :
  - de la lecture des étiquettes des médicaments
  - du calcul de la posologie en tenant compte des effets secondaires et conjugués des médicaments
  - de l'ouverture et du remplissage de médicaments provenant de différents contenants à dose unitaire
  - des bris des comprimés sécables
  - de la reconstitution des médicaments sous forme de poudre
  - de l'asepsie durant la préparation, le remplissage et l'administration
- » Reproduction of orally administered medication
- » Hands on practice of:
  - reading drug labels
  - calculating dosages taking into account side effects and drug combinations
  - opening and pouring meds from a variety of unit dosage packaging
  - breaking scored tablets
  - reconstituting powdered medication
  - asepsis while preparing, pouring, and administering

**20 boîtes de différents types  
de médicaments – 50 capsules  
ou comprimés par boîte**

20 boxes of differently labeled  
tablets and capsules – each box  
contains 50 unit doses



**AUSSI VENDUS SÉPARÉMENT  
ALSO SOLD SEPARATELY**

WCV602AX  
Practi-Amoxi™



WCV603CR  
Practi-Carzem™



WCV605CM  
Practi-Couma®



WCV606DX  
Practi-Digox™



WCV607GL  
Practi-Gluco™



WCV608KX  
Practi-Kefx™



WCV609LX  
Practi-Lasx®



WCV610LP  
Practi-Lipit™



WCV611LN  
Practi-Loten™



WCV612MK  
Practi-Mic-KT™



WCV615PR  
Practi-Pred™



WCV621VL  
Practi-Val™



### AMPOULES AUTOCASSABLES EN VERRE TRANSPARENT EASY BREAK CLEAR GLASS AMPULES

- » Pour la pratique de l'utilisation sécuritaire de l'ampoule contenant une solution injectable : cassage du col de l'ampoule, remplissage d'une seringue par aspiration, mesurage et dosage
- » Providing a comprehensive practice for safe ampule handling: breaking the ampule top, needle filling by aspiration, and calculating fractional dosages using an injectable solution

WCV412MA

#### PRACTI-MINI CLEAR AMPULES™

- » 1 ml d'eau stérile / 1-mL sterile water

WCV429PL

#### PRACTI-LANOX™ AMPULES

- » 2 ml de solution stérile de NaCl à 0,9 %  
simulant une concentration de 500 mcg (0,5 mg)
- » 2-mL sterile 0.9% NaCl solution labeled 500 mcg (0.5 mg)

WCV401PA

#### PRACTI-AMP™

- » 2 ml d'eau stérile / 2-mL sterile water

boîte de 100 / box of 100



### HÉPARINE INJECTABLE EN FLACON PRACTI-HEPARIN PACK™

HEPARIN INJECTION VIAL

WCV406HP

- » Permet la lecture des concentrations (U/ml) et le calcul des doses d'héparine pour administration à l'aide d'une pompe volumétrique (ml/h) ou le calibrage manuel d'un perfuseur (gouttes/min) ou en millilitres par heure (ml/h)

- » Used for reading heparine dosages and calculating the math in U/mL for volumetric pump administration or manually calibrating intravenous set in drops/min or mL/hr

**Comprend 20 flacons de 1000 U/ml (10 ml) et 20 flacons de 10 000 U/ml (5 ml)**  
Contains 20 vials marked 1,000 U/mL (10-mL) and 20 vials marked 10,000 U/mL (5-mL)



## COUSSIN D'ESSAI POUR INJECTION ET GABARITS DES PRINCIPALES ZONES D'INJECTION

### PRACTI-INJECTA PAD™ / PRACTI-ANATOMICAL TEMPLATES™

INJECTION PAD AND INJECTION SITES TEMPLATES

WCV501PD / WCV550PT

17,75 x 17,75 x 6,35 cm – 7 x 7 x 2 1/2 in.

- » Reproduit la texture de la peau et des tissus et offre la juste sensation d'une ponction et principalement l'introduction d'une variété d'aiguilles
- » Gabarits représentant les 6 zones d'injection les plus couramment utilisées
- » Gives the feeling of a live injection on natural skin texture with perfect simulation of skin puncture resistance and allows practice with a variety of needle lengths
- » Templates representing the 6 most commonly used landmarks and injection sites



## ENSEMBLE DE FLACONS SIMULANT DES ANTIBIOTIQUES PRACTI-POWDER VIAL®

ANTIBIOTIC RECONSTITUTION VIALS KIT

WCV402PP

- » Contiennent une poudre jaune microcristalline qui se dissout avec de l'eau stérile ou une solution stérile de NaCl à 0,9 % pour en faire une solution jaune translucide pour la pratique d'injection IV ou IM
- » Contain a yellow powder that dissolves in sterile water or 0.9% NaCl sterile solution to become a clear yellow solution for IM or IV reconstitution injection

boîte de 30 flacons scellés de 10 ml  
box of 30 10-mL sealed vials



## ÉTIQUETTES AUTOCOLLANTES PRACTI-ANTIBIOTIC LABELS™ PEEL AND STICK LABELS

WCV9901RL

- » Pour simuler six des antibiotiques les plus couramment utilisés : Zithromax®, vancomycine, Ancef® et ceftriaxone en 250 mg, 500 mg et 1 g
- » S'apposent sur les flacons Practi-Powder®
- » Simulate six of the most commonly used antibiotics, Zithromax®, vancomycin, Ancef® and ceftriaxone 250 mg, 500 mg, and 1 g
- » Peel and stick to Practi-Powder® vials

emballage de 30 étiquettes / package of 30 labels



## AÉROSOL-DOSEUR PRACTI-MDI INHALERTM™

AEROSOL INHALER

WCV619PI

- » Permet 1000 essais
- » Pour développer une bonne dextérité en technique d'inhalation
- » With 1,000 actuations
- » Provides good practice of hand/breath coordination skills



emballage de 5 / package of 5

## TIMBRES TRANSDERMIQUES PRACTI-PATCHES™

TRANSDERMAL PATCHES

- » Pour calculer la posologie, convertir d'un système d'unités à un autre, et déterminer les effets désirables et indésirables de familles particulières de médicaments
- » For practicing, calculating dosages, converting between systems of measure, and determining actions and side effects of specific drug groups

WCV77750 Practi-Nitro™ Patch

WCV850DF Practi-Duragesi™ Patch



boîte de 50 / box of 50

## SERINGUES PRÉ-REPLIES DE SOLUTION INJECTABLE READY TO USE EMERGENCY SYRINGES

- » Simulent les médicaments injectables les plus couramment utilisés en urgence hospitalière
- » Pouvaient être utilisées sur des mannequins (sans aiguille)
- » For simulating the most commonly administered IV drugs in emergency crash code situations
- » Perfect for use with all manikins (needle-free)

WCV1505E Practi-Epinephern™

WCV1506L Practi-Lidocane™



AUTRES SOLUTIONS DISPONIBLES / OTHER SOLUTIONS SOLD SEPARATELY

## INJECTEUR AUTOMATIQUE D'ENTRAÎNEMENT EPIPEN TRAINER™

AUTO-INJECTOR TRAINER SYSTEM

WCV902EPI

- » Pour la pratique de l'administration d'épinéphrine pré-dosée en prévision d'une éventuelle crise anaphylactique
- » Sans aiguille afin d'être réutilisé pour des fins d'enseignement
- » For practicing the correct method of administering preloaded epinephrine which may be called upon in future anaphylactic crisis
- » Does not contain needle – Can be reset and used repeatedly for training and demonstration purposes



**DL DUFORT ET LAVIGNE**

**SIÈGE SOCIAL / HEAD OFFICE**  
8581, place Marien  
Montréal-Est (Québec) H1B 5W6  
Tél. : 514.527.9381 – 1 800 361.0655  
Télééc. : 514.527.6883

**HEURES D'OUVERTURE**  
du lundi au vendredi  
de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30  
**BUSINESS HOURS**  
Monday to Friday  
8:00 a.m. to noon  
and 1:00 to 4:30 p.m.

**SUCCURSALE / BRANCH**  
3175, ch. des Quatre-Bourgeois, 020  
Québec (Québec) GIW 2K7  
Tél. : 418.657.7788 – 1 800 463.4582  
Télééc. : 418.657.5075

**HEURES D'OUVERTURE**  
du lundi au vendredi  
de 8 h à 12 h et de 13 h 15 à 16 h 30  
**BUSINESS HOURS**  
Monday to Friday  
8:00 a.m. to noon  
and 1:15 to 4:30 p.m.

**MAGASIN / STORE**  
1227, rue Rachel Est  
Montréal (Québec) H2J 2J8  
Tél. : 514.521.3131  
Télééc. : 514.521.6698

**HEURES D'OUVERTURE**  
du lundi au mercredi  
de 8 h 30 à 17 h  
Jeudi et vendredi de 8 h 30 à 18 h  
**BUSINESS HOURS**  
Mon. to Wed.: 8:30 a.m. to 5:00 p.m.  
Thurs. and Fri.: 8:30 a.m. to 6:00 p.m.

**FSC** Sources Mixtes  
Groupe de produits issu de forêts  
bien gérées, de sources contrôlées  
et de bois ou fibres recyclés.  
www.fsc.org Cert no. SCS-COC-2844  
© 1996 Forest Stewardship Council