

**PRODUITS ANTIMICROBIENS
KENDALL™ AMD
COVIDIEN**

**NOUVEAUTÉ
NEW**

Efficaces, non toxiques et peu coûteux, les produits Kendall™ AMD sont la solution idéale pour le traitement et la prévention des infections de plaies.

- » Idéals pour traiter efficacement les plaies postopératoires, les plaies aiguës et chroniques
- » Imprégnés de polyhexaméthylène biguanide (PHMB) d'une concentration de 0,2 % pour les compresses, rouleaux et mèches et de 0,5 % pour les pansements et disques de mousse
- » Conçus pour attaquer les bactéries logées à la surface et à l'intérieur des produits Kendall™ AMD pour ainsi éliminer les bactéries de la plaie, limiter la contamination croisée et favoriser un environnement de guérison idéal
- » Efficaces contre le SARM, ERV, Pseudomonas, Acinetobacter baumannii, les bactéries Gram positif et négatif ainsi que les champignons et les levures
- » Efficaces en présence de contaminations répétées pendant une période allant jusqu'à 3 jours pour les compresses de coton et jusqu'à 7 jours pour les pansements de mousse
- » Plus économiques que la plupart des traitements antimicrobiens et pansements à base d'ions d'argent

kendallAMDfoam.com

kendallamd.com

DISQUES DE MOUSSE KENDALL™ AMD

Diamètre : 2,54 cm – 1 po

- » Protègent les sites d'insertion des cathéters tels que les cathéters veineux centraux et les cathéters veineux centraux périphériques ainsi qu'autour des dispositifs de fixation externe
- » Doivent être fixés à l'aide d'un film transparent

KEN55511AMDX ouverture de 4 mm – 1/8 po
KEN55512AMDX ouverture de 7 mm – 1/4 po

boîte de 10
caisse de 4 boîtes



PANSEMENTS DE MOUSSE KENDALL™ AMD

- » Faits de mousse de polyuréthane à alvéoles ouvertes
- » S'appliquent sur une plaie à exsudation modérée à abondante, les incisions post-chirurgicales, plaies de pression, ulcères variqueux ou diabétiques, sites donneurs, exulcérations, brûlures superficielles, site de trachéotomie, sonde gastrique, jéjunostomie, drain de Penrose, drain thoracique, sonde de néphrostomie et cathéter de drainage
- » Assurent le maintien d'un milieu équilibré et humide accélérant ainsi la cicatrisation et favorisant la croissance de nouveaux tissus
- » Peuvent être laissés en place jusqu'à 7 jours

KEN55522AMDX 5 x 5 cm – 2 x 2 po
boîte de 25 / caisse de 4 boîtes

KEN55535AMDX 8,75 x 7,75 cm – 3 1/2 x 3 po / avec fenêtre
KEN55544AMDX 10 x 10 cm – 4 x 4 po
KEN55548AMDX 10 x 20 cm – 4 x 8 po
KEN55566AMDX 15 x 15 cm – 6 x 6 po
KEN55588AMDX 20 x 20 cm – 8 x 8 po

boîte de 10 / caisse de 5 boîtes



AVEC FEUILLET PROTECTEUR

- » Munis d'une couche protectrice imperméable qui permet la transmission de la vapeur d'eau et de l'oxygène mais empêche l'exsudat de traverser le pansement

KEN55535PAMDX 8,75 x 7,75 cm – 3 1/2 x 3 po / avec fenêtre
KEN55544PAMDX 10 x 10 cm – 4 x 4 po

boîte de 10 / caisse de 5 boîtes

AVEC BORDURES ADHÉSIVES

- » Ne requièrent pas de pansement supplémentaire

KEN55523BAMDX 4,4 x 8,3 cm – 1 3/4 x 3 1/4 po
Taille de compresse : 2,5 x 4,4 cm – 1 x 1 3/4 po
KEN55544BAMDX 8,9 x 8,9 cm – 3 1/2 x 3 1/2 po
Taille de compresse : 5 x 5 cm – 2 x 2 po
KEN55546BAMDX 8,9 x 8,9 cm – 3 1/2 x 5 1/2 po
Taille de compresse : 5 x 10 cm – 2 x 4 po
KEN55566BAMDX 8,9 x 14 cm – 5 1/2 x 5 1/2 po
Taille de compresse : 10 x 10 cm – 4 x 4 po
KEN55588BAMDX 19 x 19 cm – 7 1/2 x 7 1/2 po
Taille de compresse : 15 x 15 cm – 6 x 6 po

boîte de 10



COMPRESSES DE GAZE STÉRILE AMD

- » Faites de coton à 100 %
- » Peuvent être laissées en place jusqu'à 3 jours

KERLIX™ AMD SUPER, 3 ÉPAISSEURS

10 x 10 cm – 4 x 4 po

- » Idéales pour les plaies à exsudation modérée à abondante, les plaies traumatiques, les plaies profondes, les plaies à large surface y compris les brûlures de deuxième et troisième degré
- » S'utilisent comme couche primaire et secondaire autour des bras et des jambes
- » Peuvent être enroulées autour des membres ou des endroits difficiles à panser comme dans les replis cutanés sensibles aux infections fongiques et à levures

KEN6662 sachet de 2 compresses
boîte de 20 sachets / caisse de 12 boîtes (480 compresses)

KEN6665 sachet de 5 compresses
boîte de 10 sachets / caisse de 12 boîtes (600 compresses)

KEN6660 plateau de 10 compresses
chacun / caisse de 48 plateaux (480 compresses)



EXCILON™ AMD, 6 ÉPAISSEURS

- » Idéales pour cathéters intraveineux, CVC, CCIP, cathéters artériels, cathéters de dialyse, trachéotomies, sondes gastriques, jéjunostomies, drains de toutes sortes, sondes sus-pubiennes, cathéters de drainage, fixateurs externes en orthopédie et cathéters périduraux

KEN7088 10 x 10 cm – 4 x 4 po
sachet de 2 compresses
boîte de 25 sachets / caisse de 12 boîtes (600 compresses)

KEN7089 5 x 5 cm – 2 x 2 po
sachet de 2 compresses
boîte de 35 sachets / caisse de 20 boîtes (1 400 compresses)



CURITY™ AMD, 8 ÉPAISSEURS

- » Idéales pour les plaies légèrement exsudatives, les sites de ponction veineuse, les sites de retrait de drain ou de sonde
- » Peuvent être utilisées pour nettoyer la plaie

KEN2506 5 x 5 cm – 2 x 2 po sachet de 2 compresses
boîte de 50 sachets / caisse de 30 boîtes (3 000 compresses)

CURITY™ AMD, 12 ÉPAISSEURS

KEN2533 10 x 10 cm – 4 x 4 po
sachet de 2 compresses
boîte de 25 sachets / caisse de 24 boîtes (1 200 compresses)

KEN2539 10 x 10 cm – 4 x 4 po
plateau de 10 compresses
chacun / caisse de 128 plateaux (1 280 compresses)



COMPRESSES STÉRILES NON ADHÉRENTES TELFA™ AMD

- » Faites de coton à 100 %
- » Idéales pour les plaies superficielles à exsudation légère et pour les exulcérations
- » S'utilisent parfaitement comme pansement de protection de la peau ou pansement postopératoire
- » Peuvent être laissées en place jusqu'à 3 jours
- » Sachet de 1 compresse

KEN7662 7,5 x 10 cm – 3 x 4 po
boîte de 50 sachets / caisse de 18 boîtes (900 compresses)

KEN7663 7,5 x 20 cm – 3 x 8 po
boîte de 50 sachets / caisse de 12 boîtes (600 compresses)

AVEC BORDURES ADHÉSIVES

- » Ne requièrent pas de pansement secondaire pour la maintenir sur la plaie

KEN7665 10 x 12,5 cm – 4 x 5 po
boîtes de 25 / caisse de 8 boîtes (200 compresses)

KEN7666 10 x 20 cm – 4 x 8 po
KEN7667 10 x 25 cm – 4 x 10 po
boîte de 25 / caisse de 4 boîtes (100 compresses)

KEN7668 10 x 35 cm – 4 x 14 po
boîte de 25 / caisse de 2 boîtes (50 compresses)



ROULEAUX DE GAZE STÉRILE KERLIX™ AMD

- » Facts de coton à 100 %
- » 6 épaisseurs
- » 11,4 cm x 3,7 m – 4,5 po x 4,1 vg

KEN3331 dans un plateau rigide
chacun / caisse de 60 rouleaux

KEN3332 dans un emballage souple
chacun / caisse de 100 rouleaux



MÈCHES STÉRILES CURITY™ AMD

- » Faites de coton tissé à 100 %
- » Idéales pour les plaies de stades II, III et IV à exsudation légère à modérée, les plaies traumatiques, les plaies profondes comportant des sinus ou tunnels ou le sinus pilonidal, les plaies nécrosées ou avec escarre
- » Peuvent s'enrouler autour des orteils diabétiques
- » Peuvent être laissées en place jusqu'à 3 jours
- » Sachet de 1 mèche

KEN7831AMD 0,6 cm x 0,9 m – ¼ po x 1 vg

KEN7832AMD 1,25 cm x 0,9 m – ½ po x 1 vg

KEN7833AMD 2,5 cm x 0,9 m – 1 po x 1 vg

boîte de 10 sachets
caisse de 5 boîtes (50 mèches)



DL DUFORT
ET LAVIGNE

dufortlavigne.com

SIÈGE SOCIAL / HEAD OFFICE

8581, place Marien
Montréal-Est (Québec) H1B 5W6
Tél. : 514.527.9381 – 1 800 361.0655
Télec. : 514.527.6883

SUCCURSALE / BRANCH

3175, ch. des Quatre-Bourgeois, 020
Québec (Québec) G1W 2K7
Tél. : 418.657.7788 – 1 800 463.4582
Télec. : 418.657.5075

HEURES D'OUVERTURE

du lundi au vendredi
de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30

BUSINESS HOURS

Monday to Friday
8:00 a.m. to noon
and 1:00 to 4:30 p.m.