




TRANSFORM 100

NITRILE, POWDER-FREE, EXAM GLOVES GANTS EN NITRILE, POUR EXAMEN MÉDICAL, SANS POUVRE

- Aurelia Transform will forever change the way you feel about nitrile gloves!
- Optimal stretchability, just like latex!
- Long-lasting comfort, durability and decreased hand fatigue
- Beaded cuff snugs wrist, eliminates roll-up, minimizes entry of liquids
- Textured fingertips for precision gripping
- Latex-free, hypoallergenic
- Non-sterile, ambidextrous
- Chemotherapy-tested
- Color: ice blue 

- Aurelia Transform changera à tout jamais ce que vous savez à propos du nitrile!
- Extensibilité optimale, comme du latex!
- Confort de longue durée, durabilité et réduction de la fatigue des mains
- Bord roulé maintenant les gants solidement en place et empêchant l'entrée de liquides
- Extrémités des doigts texturées pour une meilleure dextérité
- Sans latex, hypoallergéniques
- Non stériles, ambidextres
- Testés pour l'utilisation en chimiothérapie
- Couleur : bleu glacé 

- Powder level: max. 2 mg/glove
- Compliance standards: ASTM D6319:00a, EN 455 Part 1
- Quality assurance:
ISO 9001: 2000 certified by SGS (UK) and SIRIM (Malaysia)
ISO 13485: 2003 certified by SGS (UK)
CMDCAS ISO 13485 Certification

- Contenu résiduel de poudre : max. 2 mg / gant
- Conformité à la norme : ASTM D6319:00a, EN 455 Partie 1
- Assurance de qualité :
ISO 9001 : 2000 certifié par SGS (Angleterre) et SIRIM (Malaisie)
ISO 13485 : 2003 certifié par SGS (Angleterre)
Certification CMDCAS ISO 13485

DIMENSIONS

CODE – SIZE / TAILLE	PALM WIDTH (mm) / LARGEUR DE LA PAUME (mm)	LENGTH (mm) / LONGUEUR (mm)
9889A5 – XS/TP	70 – 79	Min. 240
9889A6 – S/P	80 – 89	Min. 240
9889A7 – M/M	90 – 99	Min. 240
9889A8 – L/G	100 – 109	Min. 240
9889A9 – XL/TG	110 – 119	Min. 240

THICKNESS / ÉPAISSEUR

MEASURED PART / PARTIE MESURÉE	SINGLE WALL (mm) / SIMPLE PAROI (mm)
FINGER / DOIGT	Min. 0.10
PALM / PAUME	Min. 0.07
CUFF / BORD	Min. 0.05

PHYSICAL PROPERTIES / PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

	BEFORE AGING / AVANT VIEILLISSEMENT	AFTER AGING / APRÈS VIEILLISSEMENT
TENSILE STRENGTH (Mpa) / FORCE AU POINT D'ARRÊT	Min. 14 Mpa	Min. 14 Mpa
ELONGATION / ÉLÉGATION	Min. 500 %	Min. 400 %



Supermax Healthcare Canada Inc.
240-9955 Catania Avenue
Brossard (Quebec) J4Z 3V5 CANADA

Toll-free: / Sans frais: 1 866 428-9188
Toll-free: / Sans frais (télécopieur): 1 888 428-5881
supermaxcanada.com

PACKAGING INFORMATION / RENSEIGNEMENTS SUR L'EMBALLAGE

100 pieces per box, 10 boxes per shipping carton / 100 unités par boîte, 10 boîtes par carton de transport

STORAGE / ENTREPOSAGE

Store in a cool, dry place. Avoid excessive heat (40°C, 104°F). Shield open boxes from direct sun and fluorescent lighting. / Conserver dans un endroit frais et sec. Éviter la chaleur excessive (40°C, 104°F). Protéger les boîtes entamées contre l'exposition directe au soleil ou à l'éclairage fluorescent.

ORDERING INFORMATION / INFORMATIONS POUR UNE COMMANDE

To order, please refer to a specific size and mention the product code. / Pour commander, veuillez spécifier la taille et le code du produit.

 **FOR SINGLE USE ONLY / USAGE UNIQUE SEULEMENT**