

# proactive™

Physiotherapy • Physiothérapie

**CLINIQUEMENT PROUVÉ**  
SOULAGEMENT SANS MÉDICAMENT

Voici la toute nouvelle gamme d'appareils de physiothérapie et d'électrodes proactive<sup>MC</sup>: une solution éprouvée pour traiter la douleur sans médicament. Grâce à leur emballage compact et attrayant pouvant aussi être accroché, ils offrent un rendement appréciable pour peu d'espace en magasin. De plus, une nouvelle image de marque, plus dynamique, et des graphiques explicatifs aident le consommateur à mieux choisir.



## alevia™

Appareil de physiothérapie 2-dans-1

- TENS — stimule ou engourdit les nerfs.
- Facile à utiliser, avec programmes de traitement pré-réglés et réglages individuels.
- Grand écran et minuterie réglable (de 5 à 60 minutes).

## pulse™

Neurostimulateur transcutané TENS

- TENS — stimule ou engourdit les nerfs.
- Trois modes de stimulation : rafale, normal et modulation.
- Minuterie à 3 réglages : 15 minutes, 30 minutes ou traitement continu.

## theraz3™

Appareil de physiothérapie 3-dans-1

- TENS — stimule ou engourdit les nerfs.
- Le mode massage calme les membres endoloris.
- Facile à utiliser, avec programmes de traitement pré-réglés et réglages individuels.

**NOUVEAU!**

## Libera™

Soulage la douleur sans médicament

**SANS FIL**  
**RECHARGEABLE**

- Sans fil avec électrodes intégrées, placez simplement le Libéra™ sur l'endroit douloureux.
- 5 modes de traitement : aide à soulager les douleurs musculaires aux épaules, à la taille, au dos, aux jambes et aux bras.
- 15 niveaux d'intensité : ajustable selon votre niveau de confort.



# GUIDE DE PRODUITS



## thera3™ Appareil de physiothérapie 3-dans-1

3-dans-1 (TENS, EMS et massage) avec 78 programmes pré-réglés ainsi que la possibilité de créer des programmes personnalisés. Grand écran facile à lire

- Inclus : 4 électrodes, 4 piles AAA, fils conducteurs, instructions et étui.

**N° AMG : 715-430**

Dimensions de l'emballage :  
16,3 x 4 x 21,5 cm  
(6,4" x 1,6" x 10,2") (L x l x H)



## alevia™ Appareil de physiothérapie 2-dans-1

2-dans-1 (TENS et EMS) avec programmes de traitement pré-réglés et réglages individuels. Écrans ACL et couvercle qui protège les contrôles.

- Inclus : 4 électrodes, une pile 9V, fils conducteurs, instructions et boîtier de rangement.

**N° AMG : 715-425**

Dimensions de l'emballage :  
22,5 x 5 x 19,5 cm  
(8,9" x 2" x 7,7") (L x l x H)



## pulse™ Neurostimulateur transcutané TENS

Notre modèle avec fil, le plus abordable, réglable à l'aide de boutons, selon les besoins du patient. Avec couvercle qui protège les contrôles.

- Inclus : 4 électrodes, une pile 9V, fils conducteurs, instructions et boîtier de rangement.

**N° AMG : 715-420**

Dimensions de l'emballage :  
22,5 x 5 x 19,5 cm  
(8,9" x 2" x 7,7") (L x l x H)



**NOUVEAU!**



## Libera™ Soulage la douleur sans médicament

Cet appareil compact et facile à utiliser, dispose de 5 modes de traitement ainsi que 15 niveaux d'intensité pour aider à soulager la douleur sans médicament. Électrodes intégrées.

- Inclus : étui pratique et instructions, coussinets en gel, câble USB et un adaptateur pour prise murale.

**N° AMG : 715-435**

Dimensions de l'emballage :  
17 x 2,85 x 17,3 cm  
(6,7" x 1,2" x 6,8") (L x l x H)



# Électrodes

Autoadhésives avec surface en gel, réutilisables

- Surface de contact intégrée, qui demeure efficace jusqu'à 30 utilisations.
- Endos flexible en tissu qui épouse toutes surfaces du corps.
- Emballage de 4 électrodes, pouvant être accroché.
- Dimensions de l'emballage : 11,7 x 1,5 x 11,5 cm (4,6" x 0,6" x 4,5") (L x l x H)

**5 cm (2")  
RONDES**  
715-710



**5 cm (2")  
CARRÉES**  
715-715



**4 X 8 cm  
(1.5" x 3")  
RECTANGLES**  
715-720



**Coussinets  
en gel  
autoadhésifs  
2 ensembles**  
715-730



Pour en savoir plus sur les produits Proactive<sup>MC</sup>, communiquez avec votre représentant AMG, composez sans frais le 1-800-363-2381 ou visitez : [www.amgmedical.com](http://www.amgmedical.com).

**AMG** AMG Medical Inc.  
Montreal, QC H4T 1V5  
[www.amgmedical.com](http://www.amgmedical.com)

