

# MedPro®

Le choix des professionnels



## Pratiques et hygiéniques : un atout pour le contrôle des infections

- À usage unique, les récipients jetables MedPro® réduisent les risques de contamination croisée.
- Ils conviennent à des utilisations variées.
- Ils ont une surface lisse, tiède et douce au toucher.
- Ils n'adhèrent pas à la peau humide.
- Ils sont légers et faciles à manipuler et à transporter.
- Ils peuvent être empilés pour le rangement et sont faciles à séparer.



Bassin de lit  
762-640



Couvercle pour  
bassin de lit  
762-641



Récipient pour  
échantillon d'urine (1 L)  
762-701



Cruche graduée  
762-702



Récipient pour  
échantillon  
762-703



Bassin Fracture  
762-653



Couvercle pour  
bassin fracture  
762-654



Bol à usage  
général (3 L)  
762-700



Petit bol (1.3 L)  
762-676



Bassin réniforme  
762-650



Grand bol (2L)  
762-678



Couvercle pour  
grand bol  
762-679



Urinal pour femme  
762-655



Urinal pour homme  
762-660



Urinal pour homme  
762-661

- Résistance standard aux fluides : PAS29:1999.
- Résistance / imperméabilité pour une durée de 24 heures (eau : 24 heures, phénol: 20 heures, alcool: 80 minutes.)
- Résistance à une température de 35°C ± 3°C.
- La pulpe moulée est faite à 100 % de papier recyclé, de colophane et d'eau.
- Caisse non stérile (en carton recyclable).

#### Impact minimal sur l'environnement :

- Naturel, biodégradable, recyclable, non-toxique (même lorsque brûlé), imperméable, résistant à l'huile, antistatique, absorbe les chocs, peut être mis au four micro-ondes, etc.
- Peut être détruit par la plupart des sanibroyeurs, lorsque disponibles.

Rev2 1112

# MedPro®

Le choix des professionnels



## Récipients jetables en papier recyclé

Réduire le temps de nettoyage libère du temps pour les soins aux patients. MedPro® vous offre une vaste gamme de récipients jetables, afin de rendre plus efficace la gestion des déchets sanitaires – libérant ainsi votre personnel pour les soins. En réduisant les contacts avec les déchets sanitaires, ces récipients vous aident aussi à réduire le risque de contamination croisée, soutenant votre programme de contrôle des infections.



Récipients faits de  
papier recyclé à 100 %.



Soins  
institutionnels



Soins à domicile



Soins privés

Pour plus d'informations sur les produits MedPro®, contactez votre représentant AMG ou notre service à la clientèle au 1-800-363-2381.

**AMG** AMG Médical inc.  
Montréal, QC H4T 1V5  
www.amgmedical.com

Produit	Description	Utiliser avec	Taille	Capacité maximale	N° d'unités par caisse	Taille de la caisse (L x l x H)	Code AMG	CUP
	<b>Bassin de lit</b> Bassin de lit standard de type hospital. Créé pour le confort des patients et pour être utilisé avec un support à bassin de lit ou une chaise d'aisance. N'adhère pas à la peau humide. Facile à manipuler : dessous et dessus plats, contours larges et épais. Facile à transporter.	Siège amovible de chaise d'aisance MedPro Euro et AquaCare avec support pour bassin de lit (770-380)	35,9 x 30 x 10 cm (14,1" x 12" x 4")	2 L	100	46 x 31 x 37,5 cm (18,1" x 12,2" x 14,75")	762-640	775757626406
	<b>Couvercle pour bassin de lit</b> —	Bassin de lit	29 x 18 cm + rabat (11,5" x 7" + rabat)	—	200	49,5 x 32,5 x 19 cm (19,3" x 12,8" x 7,5")	762-641	775757626413
	<b>Bassin fracture</b> Créé pour le confort des patients. Utiliser avec un support pour bassin amovible. Peut être glissé sous un patient immobilisé. N'adhère pas à la peau humide. Facile à manipuler : dessous et dessus plats. Léger et facile à transporter.	Support pour bassin	34 x 29,5 x 7 cm (13,4" x 11,6" x 2,75")	1.3 L	100	34,5 x 31,5 x 37 cm (13,6" x 12,4" x 14,6")	762-653	775757626536
	<b>Couvercle pour bassin fracture</b> —	Bassin fracture	25,5 x 20,6 cm + rabat (10" x 8" + rabat)	—	200	49,5 x 24,5 x 26,5 cm (19,5" x 9,65" x 10,5")	762-654	775757626543
	<b>Grand bol</b> Récipient polyvalent : peut servir comme bassin pour vomissement, grand bassin réniforme, bassin d'irrigation, etc. La forme du rebord facilite la proximité avec le patient. Facile à manipuler : dessous plat et rebord découpé. Léger et facile à transporter.	—	27,5 x 9,5 cm (10,8" x 3,75")	2 L	200	68 x 55,6 x 28,6 cm (26,77" x 21,9" x 11,26")	762-678	775757626789
	<b>Couvercle pour grand bol</b> —	Grand bol	19,8 cm + rabat (7,8" + rabat)	—	200	49,5 x 23 x 21 cm (19,5" x 9,1" x 8,27")	762-679	775757626796
	<b>Petit bol</b> Récipient polyvalent pouvant être utilisé de différentes manières : bassin pour vomissement, bassin d'irrigation, etc. La forme du rebord facilite la proximité avec le patient. Facile à manipuler : dessous plat et rebord découpé. Léger et facile à transporter.	—	23 x 8,2 cm (9,1" x 3,24")	1.3 L	300	61,5 x 23,5 x 44,5 cm (24,2" x 9,25" x 17,5")	762-676	775757626765
	<b>Bol à usage général</b> Grand récipient polyvalent pouvant être utilisé comme bol de nettoyage (sans détersif), bassin pour chaise d'aisance, grand bassin pour vomissement, etc. Facile à manipuler : dessous plat et rebord arrondi. Léger et facile à transporter.	—	30 x 10 cm (12" x 4")	3 L	100	55,5 x 30,5 x 31 cm (21,9" x 12" x 12,2")	762-700	775757627007
	<b>Bassin réniforme</b> Bassin polyvalent réniforme standard de type hospital. Facile à manipuler et à transporter: dessous et extrémités plates avec un petit rebord.	—	25 x 14 x 4,5 cm (9,85" x 5,5" x 1,77")	700 ml	300	40 x 29,5 x 27 cm (15,75" x 11,6" x 10,6")	762-650	775757626505
	<b>Urinal pour femme</b> Urinal standard pour femme. Pratique pour les patientes ne pouvant être placées sur un bassin de lit dû à leurs blessures. Confortable, doux et tiède. N'adhère pas à la peau humide. Facile à manipuler grâce à son dessous plat et sa zone de prise. Tient debout. Léger et facile à transporter. Peut être pesé pour une mesure de volume.	—	25 x 11 x 10,8 cm (9,85" x 4,33" x 4,25")	900 ml	120	88 x 75 x 45,5 cm (34,65" x 29,5" x 17,9")	762-655	775757626550
	<b>Urinal pour homme (à long cou)</b> Créé pour le confort des patient et une utilisation facile. Confortable, doux et tiède au toucher. N'adhère pas à la peau humide. Facile à manipuler grâce à son dessous plat et sa zone de prise. Tient debout. Léger et facile à transporter. Peut être pesé pour une mesure de volume.	—	20 x 11,5 x 12,8 cm (7,87" x 4,53" x 5")	900 ml	110	66,5 x 40,5 x 70 cm (26,2" x 16" x 27,6")	762-660	775757626604
	<b>Urinal pour homme (à petit cou)</b> Créé pour le confort des patient et une utilisation facile. Confortable, doux et tiède au toucher. N'adhère pas à la peau humide. Facile à manipuler et stable lorsque utilisé verticalement ou horizontalement (dans le cas d'un patient alité). Léger et facile à transporter. Peut être pesé pour une mesure de volume.	—	23 x 9,6 x 10,6 cm (9" x 3,8" x 4,2")	1 L	50	100 x 26 x 54 cm (39,4" x 10,2" x 21,3")	762-661	057565994343
	<b>Récipient pour échantillon d'urine</b> Une manière pratique et sécuritaire de recueillir des liquide tout en minimisant les risques de contamination. Peut être utilisé sur une chaise d'aisance avec un seau. Confortable, doux et tiède au toucher. N'adhère pas à la peau humide. Facile à manipuler : dessous plat et grand rebord. Gradué aux 0,7 L. Léger et facile à transporter. Peut être pesé pour une mesure de volume.	—	30,27 x 20,7 x 9,5 cm (11,9" x 8,2" x 3,75")	1 L	200	45 x 67 x 44 cm (17,7" x 26,4" x 17,3")	762-701	775757627014
	<b>Cruche graduée</b> Récipient à mesurer gradué. Peut être utilisé pour les mesures de volume ou de liquides. Polyvalent et confortable, il a été créé pour être facile à utiliser. Doux et tiède au toucher. Facile à transporter. N'adhère pas à la peau humide.	—	25,5 x 17 x 10,5 cm (10" x 6,7" x 4,1")	1 L	100	39 x 26,5 x 31 cm (15,3" x 10,4" x 12,2")	762-702	057565994329
	<b>Récipient pour échantillon</b> Petit récipient polyvalent pouvant être utilisé pour la prise d'échantillon d'urine, de selles, de salive, etc. Peut aussi servir à ramasser ou à distribuer. Tiède au toucher. Doté d'un bec verseur.	—	15,5 x 9 x 6,2 cm (6,1" x 3,5" x 2,4")	300 ml	100	57 x 19 x 18,5 cm (22,4" x 7,5" x 7,3")	762-703	057565994336