

Seringues BD A-Line™ pour le prélèvement de sang artériel


avec héparine de lithium saturée

Réf. 364378 - 364376 - 364356




Pour que chacun vive en bonne santé


Fiche Technique



3 ml (Luer-Lok™)



3 ml (Luer simple)



1 ml

Descriptif

Seringues stériles, à usage unique, en polypropylène, pour le prélèvement de sang artériel sur ligne artérielle, avec héparine de lithium saturée en calcium et, selon la référence, un bouchon de type sécurité.

Caractéristiques générales

MATÉRIAUX

Seringue

- **Corps et piston** : Polypropylène
- **Tête de piston** : élastomère de synthèse (sans latex)
- **Anticoagulant** : Héparine de lithium saturée en calcium, sèche, en spray dry sur la paroi interne. Origine : muqueuse intestinale de porc (*destiné à une utilisation in vitro*)
- **Bouchon obturateur** :
 - Sécurité type BD Hemogard™, translucide, en polypropylène, sur les seringues BD A-Line™ 3 ml Luer-Lok™
 - Conventuel, noir, en caoutchouc naturel sec (DNR), sur les seringues BD A-Line™ 3 ml Luer simple et 1 ml
- **Lubrifiant** : Silicone (piston et corps de la seringue)

FABRICANT

- BD Franklin Lakes NJ (USA)

SITE DE FABRICATION

- BD Plymouth (UK) : Certification ISO 9001 (2000) par le BSI n° FM 28628

REPRÉSENTANT EUROPÉEN

- BD Belliver Industrial Estate - Plymouth PL6 7BP - UK

MARQUAGE CE

- Dispositif Médical de Diagnostic In Vitro - Classe non Annexe II Directive européenne 98/79/CEE en vigueur depuis le 07/06/00. *Auto-déclaration de conformité disponible sur demande.*



STÉRILITÉ

- Procédé de stérilisation : par irradiation (rayon Gamma) conforme à la norme européenne EN 552 : 1994
- Niveau de stérilité : 10⁻⁶ SAL (SAL = Sterility Assurance Level = Niveau d'Assurance de Stérilité)

Caractéristiques générales (suite)

- CONSERVATION**
- Durée de vie du produit : 2 ans, dans l'emballage d'origine
 - Température : tenir à l'abri des rayons solaires
- CONDITIONNEMENT ET EMBALLAGE**
- Emballage unitaire : film plastique
 - Carton : 100 seringues
- UNITÉ DE VENTE**
- Carton de 100 seringues

	364378	364376	364356
Volume de la seringue	3 ml	3 ml	1 ml
Volume de remplissage recommandé	1,6 ml	1,6 ml	0,6 ml
Héparine de lithium saturée (activité)	80 UI	80 UI	30 UI
Embout de la seringue	BD Luer-Lok™	Luer simple	Luer simple
Tête du piston	Elastomère de synthèse (sans latex)		
Bouchon obturateur	Sécurité, type BD Hemogard™ translucide, en polypropylène	Conventionnel, noir - caoutchouc naturel sec (DNR)	
Modes de remplissage	Par aspiration		

Etiquetage de type symbolique (norme EN 980)

	Etiquetage unitaire	Carton de 100
Nom du fabricant, division, adresse, pays de fabrication	•	•
Nom du représentant européen	•	•
Marque déposée de la seringue	•	•
Référence du produit	•	•
Volume de remplissage	•	•
"STÉRILE" et mode de stérilisation	•	•
Nature de l'additif et activité	•	•
Marquage CE	•	•
Produit à usage unique	•	•
N° de lot, date de péremption	•	•
Visualisation du produit (schéma)	•	•
Ne pas injecter (schémas)	•	•
Conditions de conservation	•	•
Nombre d'unités contenues dans l'emballage		•
Recommandations d'utilisation sous forme graphique (insert joint)		•