


Technologie Hollister
.....

ActiFlo

Cathéter rectal ActiFlo

Une performance soutenue.



 Hollister

Gestion intestinale

Cathéter rectal ActiFlo

- ▶ Une protection fiable
- ▶ Réduit la contamination pour le patient et l'équipe soignante
- ▶ Préviend les lésions cutanées
- ▶ Contrôle les coûts¹

1. Barnett B, S Ambutas, D Culver, E Stokes, J Powers, M Tan, M Cullum, Clinical Evaluation of Two Bowel Management Systems, 2009.

Cathéters avec sac collecteur vidable et pellicule anti-odeurs



- ▶ Cet emballage comprend:
- Cathéter (1)
 - Sac vidable avec pellicule anti-odeurs de 3000 ml (1)
 - Champs protecteurs hydrocolloïdes (2)
 - Paquets de gelée lubrifiante (2)
 - Seringue (1)
 - Sac d'irrigation de 1000 ml (1)
 - Livret d'instructions (1)
 - Sans latex
 - Non-stérile

Description	No. de produit	Quantité par boîte
Zone de faible impact de 4 cm	32004	1
Zone de faible impact de 6 cm	32005	1

Cathéters avec sac collecteur fermé et pellicule anti-odeurs



- ▶ Cet emballage comprend:
- Cathéter (1)
 - Sac collecteur fermé avec pellicule anti-odeurs de 2000 ml (2)
 - Champs protecteurs hydrocolloïdes (2)
 - Paquets de gelée lubrifiante (2)
 - Seringue (1)
 - Sac d'irrigation de 1000 ml (1)
 - Livret d'instructions (1)
 - Sans latex
 - Non-stérile

Description	No. de produit	Quantité par boîte
Zone de faible impact de 4 cm	32006	1
Zone de faible impact de 6 cm	32007	1

Gestion intestinale

Accessoires ActiFlo

Sacs vidables



- ▶ Sac vidable avec pellicule anti-odeur de 3000 ml
- ▶ Sans latex

No. de produit	Quantité par boîte
31003	5

Sacs fermés



- ▶ 2500 ml
- ▶ Permet de libérer du gaz sans odeur
- ▶ Connexion chargement par le haut
- ▶ Sans latex

No. de produit	Quantité par boîte
31009	5

Sac d'irrigation



- ▶ Sac d'irrigation de 1000 ml
- ▶ Sans latex

No. de produit	Quantité par boîte
31005	30

Gestion intestinale

Cathéter rectal InstaFlo



- ▶ Anneau semi-structuré
- ▶ Anneau de rétention à basse pression
- ▶ Valve de rinçage / échantillonnage

L'ensemble de cathéter contient:

- Cathéter
- Sac collecteur de 2000 ml anti-odeur jetable
- Seringue de 60 ml embout luer
- Mode d'emploi
- Guide de référence rapide pour l'insertion

Description	No. de produit	Quantité par boîte
Zone de faible impact	33016	1

Sacs avec champs protecteurs Flextend

- ▶ Champ protecteur aminci à découper
- ▶ Drain pratique
- ▶ Sans latex
- ▶ Sac collecteur avec pellicule anti-odeurs



Description	Longueur du sac	No. de produit	Quantité par boîte	Prix de détail suggéré
Transparent	Grand 12" (30 cm)	9880	10	127,41\$
Ultra-clair	Moyen 10" (25 cm)	9823	10	127,41\$

Sacs transparents avec champs protecteurs SoftFlex



- ▶ Champ protecteur à découper
- ▶ Sac collecteur avec pellicule anti-odeur
- ▶ Porte d'accès pour thermomètre
- ▶ Drain pratique
- ▶ Sans latex

Description	Longueur du sac	No. de produit	Quantité par boîte	Prix de détail suggéré
Moyen	10" (25cm)	9822	10	121,51\$
Grand	12" (30cm)	9821	10	121,51\$