

 **Medicom**<sup>®</sup>

**SafeTouch**<sup>®</sup>  
Advanced<sup>MC</sup> Form



La pièce pour un ajustement parfait



# SafeTouch<sup>®</sup> Advanced<sup>MC</sup> Form

## La prochaine génération en matière de technologie favorisant l'ajustement.

En 2010, Medicom lançait sa première génération de gants en nitrile ultrafin : SafeTouch Ultra Slim. Depuis ce temps, la demande de gants fins, minces et ultralégers a augmenté grâce à la combinaison de la protection et de l'ajustement.

Tirant parti des plus récentes avancées technologiques touchant le nitrile, Medicom est fière de lancer la prochaine génération de SafeTouch Ultra Slim : SafeTouch Advanced Form.

Les gants SafeTouch Advanced Form sont conçus pour assurer l'ajustement par excellence. Ces gants épousent à la perfection la forme de la main, favorisant comme nul autre la dextérité et la liberté de mouvement. Ils sont fabriqués à partir de matières de première qualité pour parvenir à améliorer l'ajustement, la forme et la sensation tout en procurant la protection essentielle aux personnes qui soignent et protègent les autres.

Medicom est motivée par un engagement à fournir des gants de qualité incomparable. Les nouveaux gants SafeTouch Advanced Form sont des gants de qualité supérieure à prix très abordable. À raison de 200 par boîte, ces gants constituent une valeur accrue attribuable à la réduction du coût unitaire.

Lorsqu'un gant se porte aussi bien qu'Advanced Form, vous avez la certitude que c'est du SafeTouch car, en tant que chef de file dans ce marché, nous sommes fiers de la protection et de l'ajustement que nous offrons.



## NITRILE meilleure protection

1177 Medicom SafeTouch Advanced Form

**BLEU** Gants de nitrile texturés pour examen médicaux

1177-A Très petit

1177-D Grand

1177-B Petit

1177-E Très grand

1177-C Moyen

Économiser plus avec  
**200** gants par boîte

Emballage :  
200 gants/boîte; 10 boîtes/caisse



**Pensez vert** et augmentez vos économies avec cet emballage de format économique, boîtes de 200, ce qui réduit les frais de transport et les déchets environnementaux.

## Medicom<sup>®</sup> Misez sur la qualité

Comme vous, nous n'acceptons aucun compromis. Notre engagement est de contribuer à faire de notre monde un endroit plus sûr et plus sain en offrant une protection constante et fiable. Nous utilisons des matériaux soigneusement sélectionnés et nous fabriquons nos produits de façon à vous offrir une protection sur laquelle vous pouvez compter.

Nous sommes fiers de la protection que nous offrons, afin que vous puissiez aussi être fiers de celle que vous offrez.

Medicom<sup>®</sup> Fièvre de protéger.

[www.medicom.com](http://www.medicom.com)

### Conforme à la norme ASTM D 6319 actuelle

Mesures	
Épaisseur de la paume	≥ 0,05 mm
Épaisseur du bout des doigts	≥ 0,05 mm
Longueur	≥ 230 mm

Résistance à la rupture	
Avant vieillissement	≥ 14 MPa
Après vieillissement	≥ 14 MPa

Élongation	
Avant vieillissement	≥ 500 %
Après vieillissement	≥ 400 %

pour les gants de grandeur moyenne