

Abaisse-langues Stériles

Codes articles

Code article	Description
40004	5,5po de long (14,0cm), stérile
40007	6,0po de long (15,2cm), stérile

Utilisation prévue

Sert à abaisser doucement la langue du patient et à la tenir en place pendant l'examen oral.

Emballage

1 abaisse-langue par sachet
100 sachets par boîte
10 boîtes par caisse
1 000 abaisse-langues par caisse

Taille

40004 = 5,5 po x 0,6 po (14,0 cm x 1,53 cm)
40007 = 6,0 po x 0,7 po (15,2 cm x 1,77 cm)

Conditions de stockage

Conserver dans un endroit frais et sec

Composition

Bois à 100 %
Exempt de latex

Usage

Usage unique seulement

Stérilité

Stérile

Pays d'origine

Chine

