

## Rouleaux de Gaines de Stérilisation

---

**Utilisation prévue**

Les gaines de stérilisation servent à recouvrir un dispositif médical qui doit être stérilisé par un fournisseur de soins de santé. La pellicule permet de stériliser le dispositif médical et de le garder stérile jusqu'à ce qu'il soit utilisé.

**Code article**

9510	2 po x 100 po (5,1 cm x 30,5 m)
9520	3 po x 100 po (7,6 cm x 30,5 m)
9530	4 po x 100 po (10,2 cm x 30,5 m)
9540	6 po x 100 po (15,2 cm x 30,5 m)

**Pays d'origine**

Chine

**Composition**

Papier : papier de qualité médicale  
Pellicule laminée : reflet bleu (polypropylène, polyester)

**Tailles**

Formats individuels et flexibles  
Idéal pour les articles spéciaux de tailles diverses.  
Noyau de 3 po

**Emballage**

10 rouleaux par caisse (100 po/rouleau, 1 000 po/caisse)

**Entreposage**

Tenir loin de la lumière, de la chaleur et de l'humidité.  
Conserver à une température de 15 à 35 °C (59 à 95 °F) avec  
une humidité relative <70 %.