

Effectuez des ECG plus efficacement
avec cet appareil fiable et convivial



Électrocardiographe CP 100™ de Welch Allyn

- > ECG de repos, douze dérivations, précision des mesures ECG (sans interprétation)
- > En option : le logiciel d'interprétation MEANS ECG pour une interprétation automatique des résultats
- > Clavier alphanumérique complet et écran à cristaux liquides pour une saisie rapide des données patient
- > Imprimante thermique de haute résolution pour des comptes rendus standard complets dans le format souhaité
- > Fonction d'aide pour accéder aux "outils d'éducation du patient" et trouver des réponses aux problèmes de fonctionnement posés par le système
- > Cartes de mémoire SD standard pour stocker des données ECG de capacité quasiment illimitée ou transférer des données vers les postes de travail dotés du logiciel CardioPerfect™ de Welch Allyn à des fins d'analyse et/ou de transmission vers des systèmes DME



Indicateur de qualité de signal
Gain de temps précieux : cette fonction garantit la collecte précise de données par la mise en évidence des connexions défectueuses.



Formats de comptes rendus personnalisables
Impression des comptes rendus dans le format le mieux adapté à vos besoins et ceux de votre personnel



Écran et clavier alphanumérique
Saisie efficace des données patient avec ce clavier convivial, de taille standard, et l'écran à cristaux liquides

WelchAllyn®

Advancing Frontline Care™

Composants/Accessoires du CP 100™



Stockage des données sur cartes mémoire SD

- > Capacités de stockage des tests ECG et de spirométrie
- > Transfert des données vers des postes de travail dotés du logiciel CardioPerfect™ de Welch Allyn pour retrouver aisément les données enregistrées, les étudier et les stocker




CP 100™ de Welch Allyn
Transfert des informations via une carte mémoire SD



Câble ECG numérique pour le patient

- > Câbles s'adaptant à la position anatomique des patients pour une connexion plus rapide tout en réduisant les risques d'enchevêtrement
- > Câbles pouvant être remplacés séparément - Coûts réduits



Logiciel pour station de travail CardioPerfect™ de Welch Allyn

Option bras pour câbles et étagère de rangement



Modèle illustré ici avec roues pour chariot de bureau en option



Modèle illustré ici avec roues spéciales hôpital en option

Chariot ECG en option

- > Étagère de rangement sous l'unité pour le papier ou les manuels
- > Un design agréable et ergonomique
- > Disponible également avec roues spéciales hôpital



Transfert des résultats de test et des informations patient vers le dossier patient concerné grâce à vos DME pour un stockage à long terme

Logiciel convivial, intuitif et compatible avec les systèmes DME

Le CP 100™ de Welch Allyn transfère des informations au logiciel pour station de travail CardioPerfect™ de Welch Allyn, ce qui permet de travailler efficacement sans documents papier et offre une connectivité aux principaux systèmes DME. Grâce à ce logiciel, vous êtes en mesure de stocker, de visualiser, d'étudier, de comparer et de modifier les données de test depuis n'importe quel ordinateur de votre réseau.

Informations pour vos commandes

CP 100 CP1-2F2 CP100™ avec câble ECG numérique du patient norme IEC, cordon d'alimentation CA, électrodes à usage unique, français
 CP 100i CP1A-2F2 CP100™ avec câble ECG numérique du patient norme IEC, cordon d'alimentation CA, électrodes à usage unique, français, interprétation

Accessoires ECG

45008-0000	Électrodes à ongle pour ECG de repos (boîte de 1000)	100623	Option d'interprétation
58581-0000	Adaptateurs d'électrodes à ongle pour ECG de repos (lot de 10)	704186	Affiche murale de positionnement des électrodes
94018-0000	Papier, rame de 200 feuilles, lot de 5 rames	VAC-DT100-CP	Système complet d'électrodes par aspiration avec pince pour fixer au chariot ou à la table
401393	Chariot de bureau	VAC-DT100-A-CP	Système complet d'électrodes par aspiration avec pile et pince pour fixer au chariot ou à la table
401394	Chariot hospitalier	101260	Kit de montage du système complet d'électrodes par aspiration (chariot ECG)
401161	Option bras pour câbles et tablette de rangement	100920	Adaptateur pour système complet d'électrodes par aspiration (câble)
400294	Câble ECG patient, norme IEC		
401122	Lot de câbles interchangeables (10), norme IEC, fiches banane		
401124	Lot de câbles interchangeables (10), norme IEC, pinces		
100660	Kit de remplacement de batterie ECG		
701586	Housse de protection		

Welch Allyn France,
Immeuble Le Galilée,
10 rue Fontaine Rouge,
Val d'Europe, 77700 CHESSY
Tel: +33 (0) 1 60 09 33 66
Fax: +33 (0) 1 60 09 67 97

Welch Allyn BENELUX
Staalweg 50
2612 KK DELFT (NL)
Tel: 015-7505000
Fax: 015-7505050
E-mail: infonl@welchallyn.com

www.welchallyn.com

WelchAllyn®

Advancing Frontline Care™